

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UDE.004 – Página 1/3	
Título do Documento	<b>REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA</b>	Emissão: 24/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 24/01/2026

## 1. OBJETIVO

Estabelecer padronização para os registros de amostras dos pacientes na planilha de registro de amostra.

## 2. MATERIAL

- Computador com acesso à internet;
- Planilha da AT;
- Caneta esferográfica azul;
- Caneta para retroprojeter.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Registrar a amostra do paciente no Registro de Amostra de Pacientes na planilha da Agência Transfusional, seguindo a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016.

### 3.1 Dados do registro obrigatório da amostra

- Número da amostra: A numeração será referente ao local de armazenamento na estante de tubo;
- Data e horário da coleta da amostra;
- Responsável pela coleta;
- Validade da amostra: Segundo Portaria Nº 158, de 4 de fevereiro de 2016, Art. 175, as amostras para pré-transfusionais amostra terão validade de 72 horas;
- Prontuário do paciente;
- Nome do paciente: Deve conter o nome completo do paciente, sem abreviações;
- ABO/RhD – Prova Direta e Prova Reversa: Para os testes com reações positivas usar a titulação por cruces (1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade ou em caso de dupla população (DP), quando o paciente fez uso de CH diferente do seu grupo ABO.
- ABO/RhD: Resultado da classificação do paciente. Os resultados devem seguir o padrão estabelecido na tabela abaixo:

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UDE.004 – Página 2/3	
Título do Documento	<b>REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA</b>	Emissão: 24/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 24/01/2026

Tabela 1 - Padrão para liberação da classificação ABO/RhD.

A Positivo	A Positivo
A Negativo	A Negativo
B Positivo	B Positivo
B Negativo	B Negativo
AB Positivo	AB Positivo
AB Negativo	AB Negativo
O Positivo	O Positivo
O Negativo	O Negativo
ABO Indeterminado	Indeterminado
RH Indeterminado	Indeterminado

Fonte: próprio autor.

- D Fraco: Deverá ser feito o teste de D Fraco em todo pacientes com Rh Negativo; Para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Pesquisa de Identificação de Anticorpos Irregulares (PAI I, PAI II E Di<sup>a</sup>): Para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Teste da Antiglobulina Direto (TAD): Deverá ser feito o TAD em menores de 4 meses, em reações trasfusionais e em casos de incompatibilidades entre doador e receptor; Para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Auto Controle (AC): Deverá ser feito em casos de reações trasfusionais e em incompatibilidade entre doador e receptor; Para os testes com reações positivas usar a titulação por traços ou cruces (Traços, 1+, 2+, 3+, 4+) de acordo com o grau de reatividade e para testes negativos (Negativo);
- Responsável pelo exame;
- Responsável técnico.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UDE.004 – Página 3/3	
Título do Documento	<b>REGISTRO DE AMOSTRAS DE PACIENTES EM PLANILHA</b>	Emissão: 24/01/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 24/01/2026

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria de Consolidação nº5**, de 28 de setembro de 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **RDC nº 34**, de 11 de junho de 2014.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	02/10/2023	Elaboração do documento.

<b>Elaboração:</b> Janaína Carlem Amorim Mario Murackami Junior	Data: 02/10/2023
<b>Análise:</b> Tabata Branquinho de Albuquerque Daniel Salas Steinbaum – RT da Agência Transfusional e chefe da DCDT	Data: 02/12/2023 Data: 11/01/2024
<b>Validação:</b> Fuad Fayed Mahmoud – STGQ	Data: 22/01/2024
<b>Aprovação:</b> Thiago Gonçalves Coura – Chefe da UDE (substituto) Jean Wilson Mota – Chefe do STDT Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 11/01/2024 Data: 22/01/2024 Data: 24/01/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.000425/2024-41