

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.021 - Página 1/3	
Título do Documento	SECAGEM DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1	

1. OBJETIVO(S)

- Padronizar condutas relacionadas a secagem do material da unidade da visão;
- Relacionar os procedimentos necessários para a secagem do material da unidade da visão;
- Melhorar a segurança do profissional minimizando erros;
- Diminuir a perda de material pelo manuseio incorreto.

2. MATERIAL

- 01 Par de luva de procedimento sem talco;
- 01 Par de protetor auricular;
- 01 Óculos de proteção;
- 01 face shield;
- 01 Máscara comum;
- 01 Gorro/Touca;
- Sapatos fechados;
- Campos e compressas de algodão de cor clara, absorventes e que não liberem fibras;
- Pistola de ar comprimido;
- Secadora;
- Livro de registro.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Receber o instrumental e conferir;
- Levar à secadora (temperatura 70 graus) ou secar com ar comprimido;
- Colocar o instrumental em bandejas de inox ou nas próprias caixas dos instrumentais;
- Evitar sobrepor as peças ao levar para secadora devido ao risco de danos.
- Usar o ar comprimido de forma moderada, por se tratar de instrumentos pequenos e delicados podem ocorrer avarias, rompimentos e arremessos, danificando permanentemente o material;
- Encaminhar o instrumental para área de preparo e realizar o registro em livro específico.

Observações: Não é permitido o uso de tecido na secagem do material, para evitar o



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.021 - Página 2/3	
Título do Documento	SECAGEM DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO	Emissão: 26/10/2020 Versão: 1	Próxima revisão: 26/10/2022

depósito de fibras e resíduos nos instrumentais, em sua maioria invasivos que penetram o interior do olho do paciente, podendo causar uma reação inflamatória intensa e infecções.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Resolução RDC nº 15 de 15 de março de 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Diário oficial da união, Brasília, DF, 2012.

EBSERH. Norma 001: Trata da Elaboração e Controle de Documentos Institucionais. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, V.2, 2019.

GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri, SP: Manole, 2011.

Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). Práticas Recomendadas: Centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e centro de material e esterilização, 7 ed. São Paulo: SOBECC; 2017.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	26/10/2020	Elaboração de Documento.

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.CME.021 - Página 3/3	
Título do Documento	SECAGEM DO MATERIAL DA UNIDADE DA VISÃO	Emissão: 26/10/2020	Próxima revisão: 26/10/2022
		Versão: 1	

Elaboração Emanuella A. da Silva Carvalho Guedijany Henrique Pereira Suzanna Valéria Oliveira de Souza Vanessa Carreiro Paulino Nadia Shirley Correia Sobral Soares Edmercia Alves Guimarães Ana Paula Santos Bezerra Francidalva De Lima Silva Gilvana Patrícia Correia Porto Kaliny Wanderley de Brito Guimarães Rosilene Silva Andrade Jefferson Macedo De Sousa	Data: 26/10/2020
Revisão Sandra Martins de França - Enfermeira	Data: 27/11/2020
Validação Enfª Drª Larycia Vicente Rodrigues	Data: 28/12/2020
Aprovação Sandra Martins de França – Chefe da unidade 	Data: 10/02/2021

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte