

**Protocolo de EP Dimci/Lapep nº 009/2025 – Revisão nº 02****Ensaio de Proficiência em Alcoolemia****5ª rodada****ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO**

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro

Diretoria de Metrologia Científica, Industrial e Tecnologia – Dimci

Laboratório de Programas de Ensaio de Proficiência - Lapep

Av. Nossa Senhora das Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ - 25250-020

Telefone: +55 21 2679-9071

E-mail: [pep-inmetro@inmetro.gov.br](mailto:pep-inmetro@inmetro.gov.br)

Página do EP: <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/metrologia-cientifica/servicos/ensaios-de-proficiencia/analise-forense/alcoolemia>

**OBJETIVOS**

- Proporcionar ferramenta para os laboratórios de toxicologia forense avaliarem os seus desempenhos na determinação de concentração de etanol em sangue;
- Cumprir a meta 2 do plano de trabalho do Termo de Execução Descentralizada (TED) 001/2021 assinado entre Inmetro e Segen/Senasp (MJSP);
- Contribuir para o aumento da confiança dos laboratórios forenses nacionais;
- Contribuir para a melhoria contínua dos métodos analíticos de cada laboratório.

**PARTICIPAÇÃO**

Este EP será destinado a laboratórios de toxicologia forense, localizados no Brasil, que realizem análises de alcoolemia. A participação neste EP será restrita a laboratórios de perícia da Polícia Federal, instituições de polícia técnico-científica estaduais, institutos de criminalística estaduais, institutos médico-legais estaduais, bem como laboratórios oficiais de toxicologia ou responsáveis pela análise de alcoolemia.

Será feita ampla divulgação do EP para os potenciais participantes que, no período de inscrição, deverão preencher a ficha de inscrição disponível na [página do EP](#) ou por meio do *QR code* abaixo.



Ao se inscrever, o laboratório concorda com os termos seguintes e assume formalmente os compromissos abaixo:

- Concordar com a divulgação dos resultados pelo Inmetro em relatórios ou artigos, respeitando-se a confidencialidade do laboratório;
- Concordar que a participação no EP está condicionada a ordem de inscrição dos participantes.

**A participação nesse EP não terá custo, já que se trata de uma atividade prevista no Termo de Execução Descentralizada (TED) n° 001/2021, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública (Segen), com interveniência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), e o Inmetro.**

## **CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO**

### **1) Leitura Obrigatória**

Todos os participantes devem ler atentamente o Protocolo da rodada do EP antes de se inscreverem.

### **2) Período de Inscrição**

De 22 de setembro a 10 de outubro de 2025.

### **3) Envio de Resultados**

Os participantes devem enviar os resultados das medições dentro do prazo estipulado no Protocolo da rodada. Em caso de não envio dos resultados, o desempenho não será avaliado.

### **4) O Inmetro reserva-se o direito de prorrogar as inscrições ou cancelar esta rodada caso surjam limitações de ordem técnica ou de logística para o transporte do item de EP.**

### **5) Caso haja um número de inscrições que ultrapasse 35 participantes, serão convocados os 35 primeiros inscritos no EP.**

### **6) Cada participante receberá dois itens de EP para medição de etanol em sangue e outros dois para a medição de etanol em água.**

## ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA

Os itens de EP consistem em: frascos tipo *criovial* contendo aproximadamente 1,8 mL de amostra de sangue fortificado com etanol (item A), e frascos tipo *headspace* contendo 5 mL de solução de etanol em água (item B), ambos na faixa de concentração entre 0,5 dg/L e 50 dg/L.

Cada laboratório participante receberá um total de 4 frascos, sendo 2 frascos para cada um dos itens de EP. Os itens de EP serão identificados pelo nome “EP em Alcoolemia – Item de ensaio A” e “EP em Alcoolemia – Item de ensaio B” no rótulo, acompanhado por numeração unívoca referente à ordem de envase de cada lote.


**O Inmetro não enviará frascos de etanol de pureza elevada para calibração, portanto cada participante deverá utilizar seu próprio calibrante de etanol nos ensaios.**

## DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA

Na data estabelecida no cronograma, serão enviados para cada participante 4 frascos com conteúdo a ser analisado, acondicionados em caixas de isopor, preenchida com material adequado para evitar danos aos frascos e com gelo seco. Será utilizada etiqueta indicadora de temperatura nas embalagens.

## RECEBIMENTO

No ato do recebimento, o participante deverá realizar uma inspeção dos itens de EP para verificar se existe algum dano que possa comprometer a integridade dos itens do EP e/ou invalidar os resultados. O participante deverá registrar a informação da etiqueta de temperatura imediatamente após abertura da caixa. O resultado da inspeção deve ser registrado no formulário de recebimento do item de EP disponível na [página do EP](#) ou por meio do QR *code* abaixo.



O registro do recebimento dos itens do EP é obrigatório e o participante deve fazer a inspeção e o registro do recebimento o mais breve possível.

Após a inspeção os itens de EP devem ser armazenados conforme as condições descritas na seção “PREPARO E ACONDICIONAMENTO” do protocolo da rodada.

## PREPARO E ACONDICIONAMENTO

Os frascos do item de ensaio A (preparado em sangue) deverão ser armazenados em *freezer*, em temperatura entre -10 °C e -20 °C. Os frascos do item de ensaio B (solução de etanol em água) deverão ser acondicionados em temperatura ambiente, não ultrapassando 25 °C, em local limpo e seco. No momento da análise, os frascos do item de ensaio A devem ser mantidos em temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) até que estejam estabilizados nessa temperatura. Todos os frascos devem ser homogeneizados por agitação manual, manipulados rapidamente e utilizados logo após a abertura, para evitar possíveis alterações na concentração da solução. Os frascos são de uso único. O preparo das amostras deve ser realizado na faixa de temperatura de 20 °C a 25 °C.

## MANUSEIO E SEGURANÇA

Durante sua manipulação, utilizar equipamentos de proteção individual e coletivo adequados que impeçam o contato das amostras com a pele e olhos. **O item de ensaio A não foi testado para doenças transmissíveis pelo contato com material biológico de origem humana. Portanto, deve ser manipulado como um produto que apresenta risco biológico, capaz de transmitir doenças infecciosas.**

## DOCUMENTOS DO EP

Os documentos listados abaixo serão fornecidos aos participantes:

- (1) Protocolo do EP contendo todas as informações pertinentes, incluindo o cronograma de todas as etapas do EP e qualquer informação sobre método de medição e/ou preparação necessária;
- (2) Ficha de inscrição;
- (3) Código de identificação do participante do EP;
- (4) Formulário de recebimento do item de EP;
- (5) Formulário de registro de resultados;
- (6) Formulário de envio de resultados;
- (7) Relatório preliminar do EP;
- (8) Relatório final do EP; e
- (9) Certificado de participação no EP.
- (10) Pesquisa de Satisfação.

Os documentos 1, 2, 4, 5 e 6 serão disponibilizados na [página do EP](#). Os documentos 3, 7, 8, 9 e 10 serão enviados por correio eletrônico aos participantes.

## CRONOGRAMA

Se necessário, o Comitê de Organização poderá realizar alterações no cronograma do EP. As datas previstas no cronograma de execução do EP foram estimadas considerando que não ocorram atrasos no transporte, danos ou perda dos itens de EP, perda de estabilidade e/ou outros problemas de ordem técnica.

Descrição	Data de Início	Data de Término/ Data limite
Período de inscrições.	22/09/2025	10/10/2025
Envio dos códigos dos participantes inscritos.	----	17/10/2025
Envio dos itens de ensaio aos participantes.	-----	31/10/2025
Envio dos resultados pelos participantes.	—	05/12/2025
Envio do relatório preliminar aos participantes.	---	16/01/2026
Envio, pelos participantes, das considerações do relatório preliminar à Coordenação deste EP.	19/01/2026	30/01/2026
Envio do relatório final, certificado de participação e link da pesquisa de satisfação aos participantes por e-mail.	---	06/03/2026
Envio, pelos participantes, das respostas da pesquisa de satisfação da rodada à Coordenação deste EP.	09/03/2026	07/04/2026

## MÉTODOS DE MEDIÇÃO

Os participantes poderão escolher as metodologias analíticas normalmente utilizadas pelo laboratório e deverão relatar cada etapa, por exemplo técnica analítica (ex: CG-DIC, CG-EM, HS-CG-DIC, HS-CG-EM); transições utilizadas em caso de análise por EM (íons utilizados na quantificação); abordagem de quantificação (calibração externa, adição padrão, calibração interna); padrões utilizados (fornecedor e pureza), bem como a origem do valor da pureza declarado e informações adicionais que julgarem pertinentes. Caso o laboratório determine os limites de detecção e quantificação de sua metodologia, recomenda-se que estes dados também sejam relatados. Correções para a pureza dos materiais de referência utilizados na calibração dos métodos deverão ser feitas para cada resultado. O laboratório deverá utilizar seu próprio calibrante no ensaio.

**A alíquota mínima que deve ser utilizada para realizar as medições é de 100 µL.**

## REGISTRO DAS MEDIÇÕES E ENVIO DOS RESULTADOS

Os participantes receberão 2 frascos para cada item de ensaio (A e B). Destes, 1 frasco poderá ser utilizado em testes preliminares e 1 frasco deverá ser destinado à medição do EP para obter os resultados que serão relatados. Preferencialmente, 3 alíquotas do frasco selecionado para medição deverão ser analisadas. Se o volume contido no frasco não for suficiente para realizar a medição em 3 alíquotas (triplicata) de acordo

com o procedimento do participante, um número menor de alíquotas poderá ser usado. Para cada item de EP, os participantes deverão relatar a concentração de etanol para cada alíquota e a concentração média para o item de EP analisado.

Os participantes que estimarem a incerteza de medição podem relatar essa informação no formulário. Opcionalmente, os participantes poderão relatar a presença de outras substâncias voláteis detectadas no ensaio.

**A concentração de etanol para ambos itens de EP deverá ser expressa em dg/L.**

O resultado do valor médio reportado pelos participantes no campo “Resultado Final” será o valor utilizado na avaliação de desempenho os resultados devem ser reportados na unidade descrita no formulário de registro dos resultados. Caso o participante realize a medição de apenas uma alíquota do item de EP (item de ensaio A ou item de ensaio B), esse resultado deverá ser repetido no campo “Resultado Final”.

**O Comitê de Organização e o Comitê Técnico não realizarão conversão de unidades.**


Os participantes deverão preencher o formulário de registro de resultados disponível na [página do EP](#).

O formulário será um arquivo Excel contendo uma aba com instruções e outras para relato dos resultados. Antes de preencher as informações e os resultados na planilha, é importante ler as orientações na aba “Instruções”. Após o preenchimento dos dados, a planilha deverá ser protegida com uma senha.

**Para proteger a planilha:**

**Office 2007 ou superior:** Acesse a aba "Resultados", clique na guia "Revisão" e em seguida em "Proteger Planilha" e, na caixa de diálogo que abrir verifique se as caixas da Figura 4 estão selecionadas (se necessário, selecione as caixas conforme a figura). Insira uma senha conhecida apenas por você. Clique em "OK" e salve o arquivo.

Figura 4 – Seleção de permissão para edição de conteúdos da planilha de Registro de Resultados.



Fonte: Inmetro/Dimci/Lapep

**Versões anteriores ao Office 2007:** No menu "Ferramentas", selecione "Proteger" e depois "Proteger Planilha" (ver Figura 4). Na caixa de diálogo, defina uma senha conhecida apenas por você, clique em "OK" e salve o arquivo.

O envio do(s) formulário(s) de registro de resultados preenchido pelo participante será realizado por meio de *upload* do arquivo na [página da rodada do EP](#). Caso algum participante envie mais de um formulário de registro de resultados, o Comitê Organizados considerará apenas o último arquivo enviado.

O formulário de registro de resultados preenchido pelo participante deverá ser enviado à coordenação do EP até **05/12/2025**.

Os participantes devem conferir as informações relatadas no formulário de registro de resultados, pois não poderão ser corrigidas ou alteradas após o prazo limite.

Para que o Comitê Técnico possa acessar os dados enviados pelos participantes é importante seguir as instruções de proteção da planilha descritas acima. Em que caso de dúvida, entrar em contato com a coordenação do EP.

**Observação:** Somente serão avaliados os resultados relatados no formulário de registro de resultados, identificado com o código do laboratório (enviado pela coordenação do EP), protegidos com senha e dentro do prazo estabelecido no cronograma. Caso o participante obtenha para os itens de EP resultados de concentração inferiores aos seus limites de detecção e/ou quantificação e mesmo assim opte por relatar os resultados dos itens de EP, seus resultados de concentração serão considerados.

## VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA

O valor designado e a sua incerteza associada serão estabelecidos pelo Inmetro. O valor designado para o Item A (amostra de sangue) será estabelecido pelo método de diluição isotópica, utilizando a técnica de (HS-CG-EMDI). O etanol-D<sub>6</sub> será usado como padrão interno. O valor designado para o item B será obtido por formulação, ou seja, pelo preparo gravimétrico da solução de etanol em água corrigido pela pureza do etanol, e confirmado por CG-EMDI. A incerteza será calculada seguindo a abordagem clássica do Guia para Expressão de Incerteza de Medição (GUM 2008) [7], ABNT ISO GUIA 35 [4] e ISO 13528 [5], combinando os valores de incerteza da caracterização, homogeneidade e estabilidade de armazenamento, quando aplicáveis.

A incerteza combinada do valor designado deverá ser menor que  $0,3 \times \sigma_{pt}$  para que o desempenho dos participantes seja avaliado pelo índice  $z$ . Caso contrário, será avaliado pelo índice  $z'$ .

## AValiação DE DESEMPENHO

Todos os resultados relatados pelos participantes serão avaliados, independentemente do limite de detecção ou quantificação informado pelo participante. Se a incerteza do valor designado pelo Inmetro for menor que  $0,3 \times \sigma_{pt}$ , a avaliação de desempenho será realizada por meio do índice  $z$ . Se a incerteza do valor designado pelo Inmetro for maior que  $0,3 \times \sigma_{pt}$  a avaliação de desempenho será feita pelo índice  $z'$ . Para os participantes que relatarem a incerteza de medição também será calculado o erro normalizado.

### Índice $z$

O índice  $z$  representa uma medida da distância do resultado apresentado por um laboratório específico em relação ao valor designado do EP e, portanto, serve para verificar se o resultado da medição de cada participante está em conformidade com o valor designado. O índice  $z$  será calculado conforme a Equação 1.

$$z_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sigma_{pt}} \quad (1)$$

Na qual:

$z_i$  é o índice  $z$  para o  $i$ -ésimo participante;

$x_i$  é o valor médio reportado pelo  $i$ -ésimo participante;

$x_{pt}$  é o valor designado do EP, que será determinado pelo laboratório de referência (Labor/Dquim/Inmetro);

$\sigma_{pt}$  é o desvio-padrão para avaliação de proficiência.

A interpretação do valor do índice  $z$  está descrita a seguir:

$|z| \leq 2,0$  – o resultado é considerado aceitável;



$2,0 < |z| < 3,0$  – o resultado é considerado questionável (sinal de atenção);  
 $|z| \geq 3,0$  – o resultado é considerado não aceitável (sinal de ação).

### **Índice $z'$**

Caso a incerteza combinada do valor designado seja maior do que  $0,3 \times \sigma_{pt}$ , o índice  $z'$  será utilizado. O índice  $z'$  também representa uma medida da distância do resultado apresentado por um laboratório específico em relação ao valor de referência do ensaio de proficiência. Contudo, o desvio-padrão para avaliação de proficiência ( $\sigma_{pt}$ ) será acrescido da contribuição da incerteza do valor designado,  $u(x_{pt})$ . Dessa forma, o denominador da equação será expandido, anulando o efeito da incerteza do valor designado sobre a avaliação de desempenho dos participantes. O índice  $z'$  será calculado conforme a Equação 2.

$$z'_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{\sigma_{pt}^2 + u^2(x_{pt})}} \quad (2)$$

Na qual:

$z'_i$  é o índice  $z'$  para o  $i$ -ésimo participante;

$x_i$  é o valor médio reportado pelo  $i$ -ésimo participante;

$x_{pt}$  é o valor designado do EP, que será determinado pelo laboratório de referência (Labor/Dquim/Inmetro);

$\sigma_{pt}$  é o desvio-padrão para avaliação de proficiência;

$u(x_{pt})$  é a incerteza-padrão do valor designado.

A interpretação do valor do índice  $z'$  está descrita abaixo:

$|z'| \leq 2,0$  – o resultado é considerado aceitável;

$2,0 < |z'| < 3,0$  – o resultado é considerado questionável (sinal de atenção);

$|z'| \geq 3,0$  – o resultado é considerado não aceitável (sinal de ação).

### **Erro normalizado**

Para os participantes que relataram a incerteza expandida de medição também será calculado o erro normalizado. Este parâmetro avalia se o resultado da medição de cada participante está em conformidade com o valor designado, levando em consideração não apenas os resultados das medições, mas também suas respectivas incertezas. O erro normalizado é calculado conforme a Equação 3.

$$E_{ni} = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{U^2(x_i) + U^2(x_{pt})}} \quad (3)$$

Na qual:

$E_{ni}$  é o erro normalizado para o  $i$ -ésimo participante;

$x_i$  é o valor médio reportado pelo  $i$ -ésimo participante;

$x_{pt}$  é o valor designado do EP, que será determinado pelo laboratório de referência (Labor/Dquim/Inmetro);

$U(x_{pt})$  é a incerteza expandida do valor designado;

$U(x_i)$  é a incerteza expandida reportada pelo i-ésimo participante.

A avaliação do desempenho de cada laboratório participante “i” será realizada a partir do cálculo do seu índice  $E_{ni}$ , obedecendo ao seguinte critério:

$|E_n| < 1,0$  – o resultado é aceitável e não gera nenhum sinal;

$|E_n| \geq 1,0$  – o resultado não é aceitável e gera um sinal de ação.

Caso o participante reporte somente a incerteza-padrão, sem considerar o fator de abrangência, o índice *zeta* ( $\zeta$ ) poderá ser calculado no lugar do erro normalizado. O índice *zeta* ( $\zeta$ ) é calculado conforme a Equação 4.

$$\zeta_i = \frac{x_i - x_{pt}}{\sqrt{u^2(x_i) + u^2(x_{pt})}} \quad (4)$$

Na qual:

$\zeta_i$  é o índice *zeta* para o i-ésimo participante;

$x_i$  é o valor médio reportado pelo i-ésimo participante;

$x_{pt}$  é o valor designado do EP, que foi determinado pelo laboratório de referência (Inmetro/Dquim/Labor);

$u(x_i)$  é a incerteza-padrão reportada pelo i-ésimo participante;

$u(x_{pt})$  é a incerteza-padrão do valor designado.

A interpretação do valor do índice *zeta* está descrita a seguir:

$|\zeta| \leq 2,0$  – o resultado é considerado aceitável;

$2,0 < |\zeta| < 3,0$  – o resultado é considerado questionável (sinal de atenção);

$|\zeta| \geq 3,0$  – o resultado é considerado não aceitável (sinal de ação).

**Os valores dos índices  $z$  ou  $z'$  e *zeta* serão arredondados com duas casas decimais.**

#### **Desvio-padrão para avaliação de proficiência ( $\sigma_{pt}$ )**

O valor de  $\sigma_{pt}$  para os itens de ensaio A e B será de 5 %. Esses valores foram baseados no desvio de Horwitz, nos valores de rodadas anteriores (1ª, 2ª, 3ª e 4ª rodadas) do EP em alcoolémia e em dados da literatura de EP semelhantes (THOMPSON, 2000 [8]; ARCHER, 2017 [3]; WALLACE, 2010 [9]; THOMPSON, 2006 [10]).

Outros métodos estatísticos e gráficos poderão ser utilizados para avaliar o desempenho combinado dos itens de ensaio A e B, ou para avaliar o desempenho geral ao longo das rodadas, tais como, elipse de Youden, histograma, carta controle, entre outros [5].

## **CONFIDENCIALIDADE**

Cada participante será identificado por código individual que será conhecido somente pelo próprio participante, pelos Comitês do Inmetro e pela Senasp.

O participante receberá, via e-mail, o seu código de identificação correspondente à sua participação no EP. Este código deverá ser utilizado como identificação do participante no preenchimento do formulário de registro de resultados. Os resultados poderão ser utilizados em trabalhos e publicações pelo Inmetro respeitando-se a confidencialidade de cada participante.

Ao final deste EP, será fornecido certificado de participação aos participantes que enviaram seus resultados. Neste certificado conterà o código de identificação do participante.

Conforme estabelecido na ABNT ISO/IEC 17043 [2], em circunstâncias excepcionais, uma autoridade reguladora pode requerer os resultados do EP e a identificação dos participantes ao provedor. Quando isto ocorrer, o provedor do EP notificará esta ação aos participantes.

## **APELAÇÕES OU RECLAMAÇÕES**

Caso o participante deseje formalizar uma reclamação ou apelação referente ao EP deverá enviar e-mail para [pep-inmetro@inmetro.gov.br](mailto:pep-inmetro@inmetro.gov.br).

**A atribuição dos valores designados para esta rodada e a avaliação de desempenho dos participantes serão baseadas exclusivamente na análise estatística dos dados. Qualquer apelação recebida que esteja relacionada à avaliação estatística será tratada como reclamação.**

## **INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Por meio do protocolo deste EP os participantes terão as informações e regras. O contato com o Lapep poderá ser feito pelo telefone (21) 2679-9071 ou pelo e-mail: [pep-inmetro@inmetro.gov.br](mailto:pep-inmetro@inmetro.gov.br).

## **RELATÓRIO PRELIMINAR E FINAL**

Os resultados serão apresentados em um relatório preliminar que será enviado por e-mail aos participantes para análise passível de propostas de correções, apelações e reclamações. Estas considerações dos participantes serão analisadas pelos Comitês do Inmetro e, se julgadas pertinentes, serão incorporadas no relatório final do EP. Todas as considerações recebidas serão respondidas pelo Lapep.

Os relatórios, preliminar e o final, serão enviados apenas para os laboratórios participantes, obedecendo a confidencialidade.

Conforme estabelecido na ABNT ISO/IEC 17043 [2], em circunstâncias excepcionais, uma autoridade reguladora pode requerer os resultados do EP e a identificação dos participantes ao provedor. Quando isto ocorrer, o provedor do EP notificará esta ação aos participantes.

Os relatórios, preliminar e final, conterão informações como:

- Nome e detalhes de contato do provedor de EP e do coordenador;
- Data de emissão e situação do relatório (por exemplo: preliminar ou final);
- Declaração da extensão da confidencialidade dos resultados;
- Identificação dos itens de EP, incluindo detalhes sobre sua preparação;
- Metodologia analítica usada pelos participantes;
- Resultados dos participantes, identificados apenas por seus códigos, apresentados em tabelas e gráficos;
- Procedimentos utilizados para a análise estatística dos dados, incluindo detalhes sobre os valores designados e faixas de resultados aceitáveis e representações gráficas;
- Procedimentos utilizados para estabelecer os valores designados, detalhes da rastreabilidade metrológica e das incertezas de medição;
- Relação com nomes de todas as instituições participantes.

---

## REFERÊNCIAS

- [1] ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
- [2] ABNT NBR ISO/IEC 17043:2024: Avaliação da conformidade. Requisitos gerais para a competência de provedores de ensaios de proficiência.
- [3] Archer, M.; Marajh, D.N.; Visser, M.S.; Fernandes-Whaley, M. Use of accumulated proficiency testing scheme results to evaluate laboratory performance in forensic ethanol analysis. J. Chem. Metrol. 11(2) (2017) 31-39. <http://doi.org/10.25135/jcm.5.17.04.038>.
- [4] ABNT ISO GUIA 35:2020 Materiais de referência - Guia para caracterização e avaliação da homogeneidade e estabilidade.
- [5] ISO 13528:2022. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
- [6] AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Brasil). Manual de vigilância sanitária sobre o transporte de material biológico humano para fins de diagnóstico clínico. Brasília, DF: Anvisa, 2015. Disponível no [site da Anvisa](#).
- [7] GUM. Avaliação dos dados de medição: guia para a expressão de incerteza de medição. Rio de Janeiro, 1ª edição, 2008.

- [8] Thompson, M. Recent trends in inter-laboratory precision at ppb and sub-ppb concentrations in relation to fitness for purpose criteria in proficiency testing. *Analyst* 125 (2000) 385-386.
- [9] Wallace, J. Proficiency testing as a basis for estimating uncertainty of measurement: application to forensic alcohol and toxicology quantitations. *J. Forensic. Sci.* 55(3) (2010) 767-773. <http://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01344.x>.
- [10] Thompson, M.; Ellison, S.; Wood, R. The International Harmonized Protocol for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories (IUPAC Technical Report). *Pure Appl. Chem.* 78(1) (2006) 145–196.

## HISTÓRICO DA REVISÃO

- Atualização do tópico “Item de Ensaio de Proficiência”. Rev. 01
- Atualização do tópico “Distribuição do Item de Ensaio de Proficiência”. Rev.01
- Atualização do tópico “Cronograma” a partir da data de “Embalagem e disponibilização dos itens de ensaio à transportadora” . Rev. 01
- Atualização do tópico “Registro das Medições e Envio dos Resultados” sobre a data de envio dos resultados que passa a ser 05/12/2025 . Rev. 01
- Atualização do tópico “Preparo e Acondicionamento”. Rev.02