

ALERTAS:

Tecnovigilância:

Anvisa faz alerta referente ao Sistema de Artroplastia de Joelho

Produto: Sistema de Artroplastia de Joelho/ Prótese de Joelho; modelos: 6307-00-006/ 6307-00-008/ 6307-00-009.

Lotes/Série: 62137144; 62156242; 62142201; 62103398; 62041405.

Fabricante: Zimmer Inc. (EUA). **Detentor do registro no Brasil:** Dabasons Importação, Exportação e Comércio Ltda.

Motivo: Alguns componentes de implantes altamente polidos foram embalados em um invólucro de polietileno de baixa densidade (PEBD) com o potencial de aderir aos implantes.

Ação: Recolhimento e devolução ao fabricante. Código da ação FAD009. Os distribuidores devem realizar a rastreabilidade dos produtos em seu estoque. Ao encontrar produtos relacionados aos lotes dessa ação de campo, segregá-los. A empresa fará o recolhimento das unidades afetadas.

Fonte: Anvisa

http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=1809

Elaboração: José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho Bruna Mafra Guedes Ludmylla Cristina de F. Pontes	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
--	--------------------------------------	--

Anvisa faz alerta referente ao Sistema de Ultra-Som Diagnóstico

Produto: Sistema de Ultra-Som Diagnóstico. Modelo: Acuson SC2000.

Lotes/Série: 400758; 400762; 400831; 400723 e 401809.

Fabricante: Siemens Medical Solutions USA, Inc. **Detentor do registro no Brasil:** Siemens Healthcare Diagnósticos S.A.

Motivo: Ao registrar o nome do paciente no sistema de ultrassom ACUSON SC2000, é considerado a diferenças entre letras maiúsculas/minúsculas ao descrever o nome de paciente. Se as diferenças não forem corrigidas no momento do registro, o sistema não capturará as imagens ou cliques com risco potencial de que os dados do estudo, inclusive as medições, não sejam capturados e o estudo tenha de ser realizado novamente, estendendo o tempo de exame para re aquisição dos dados perdidos.

Ação: Atualização de Software. Código da ação US030/15/S e US031/15/S. Recomendação aos usuários e pacientes: o usuário deverá arquivar todos os dados de pacientes antes do início da atualização do software. Além disso, enquanto a atualização de software não é realizada, mantém-se a recomendação da Carta Português US024/15/S, que dizia: a fim de evitar o problema do registro do nome do paciente, o usuário deve corrigir as diferenças de letras maiúsculas/minúsculas no nome do paciente no momento do registro.

Fonte: Anvisa

http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=1811

Elaboração: José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho Bruna Mafra Guedes Ludmylla Cristina de F. Pontes	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
--	--------------------------------------	--

INFORMES:

Carreta da Saúde contra Hanseníase estará em São Luís. A Carreta da Saúde contra a Hanseníase vai estar em São Luís (MA) a partir desta segunda-feira (15), realizando gratuitamente avaliação dermatoneurológica para identificar casos novos da doença e exame de contatos, promovendo atividades de educação em saúde para alertar a população geral sobre os sinais e sintomas da hanseníase, além de encaminhamento dos casos confirmados para tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte: Ministério da Saúde

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/22159-carreta-da-saude-contra-hanseniose-estara-em-sao-luis>

Série Histórica da Incidência e Letalidade da Dengue Curitiba, 2000-2016.

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba

<http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/Serie%20Historica%20Dengue.pdf>

Informe Epidemiológico CIEVS-Paraná. Semana Epidemiológica 04/2016.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde do Paraná

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/INFORMESEMANALCIEVS04_2016.pdf

ATUALIZAÇÃO TÉCNICA:

Lançamento do Livro Direito Humanos dos Pacientes. A Autora Aline Albuquerque tem a honra de convidá-los para sessão de autógrafos e lançamento do Livro. Data: 18 de fevereiro de 2016.

Local: Brasília-DF.

Fonte: Jurua

www.jurua.com.br

Elaboração: José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho Bruna Mafra Guedes Ludmylla Cristina de F. Pontes	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
--	--------------------------------------	--

O “Vigilância em Foco”

Este informativo é continuidade dos anteriores, denominados “Qualidade Informa”, elaborado pelo Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente da Coordenadoria de Gestão da Clínica da Diretoria de Atenção à Saúde da EBSEH, e tem como objetivo informar as Filiais EBSEH sobre as principais novidades acerca dos temas segurança do paciente, vigilância e qualidade em saúde, especialmente os marcos regulatórios e os resultados das notificações no Vigihosp de fármaco e tecnovigilância, além da vigilância de saneantes, hemovigilância e vigilância dos processos assistenciais.

Esta publicação continua convidando à todos para a ação a partir da informação, visando a segurança dos pacientes de nossa Rede EBSEH.

Esperamos que o “Vigilância em Foco” seja amplamente divulgado na sua instituição, a fim de que as informações nele contidas possam ser convertidas em ações baseadas nas melhores práticas, promovendo e difundindo cada vez mais a qualidade em nossa Rede.

Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente

Coordenadoria de Gestão da Clínica
Diretoria de Atenção à Saúde

Elaboração: José Carlos dos Santos Lorena Bezerra Carvalho Bruna Mafra Guedes Ludmylla Cristina de F. Pontes	Revisão: Helaine Carneiro Capucho	Divulgação: Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente
--	--------------------------------------	--