

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.011 – Página 1/2	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

## 1. OBJETIVO

- Manter a higiene dos equipamentos e evitar a contaminação dos produtos durante sua manipulação.

## 2. SIGLAS E CONCEITOS

- NE: Nutrição enteral;
- SA: Sistema aberto;
- SF: Sistema fechado.

## 3. MATERIAIS

- Detergente neutro;
- Pano multiuso;
- Borrifador e
- Álcool a 70%.

## 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Preparar os equipamentos para sua atividade, mantendo a ordem e conservando os equipamentos, a fim de evitar a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

### RESPONSABILIDADES:

- Copeiras do Lactário – Central de Terapia Nutricional:
  - Área externa: Realizam as etapas “c”, “d”, “f”, “g”.
  - Área interna: Realizam as etapas “a”, “b”, “e”.

### 4.1 Etapas do procedimento:

- Desligar o equipamento da tomada;
- Desmontar o equipamento retirando suas partes removíveis;
- Lavar com detergente neutro e pano multiuso, com movimentos firmes, únicos, de cima para baixo;
- Enxaguar em água corrente e secar com pano multiuso limpo;



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNUT.011 – Página 2/2	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	Emissão: 27/01/2025 Versão: 4.0	Próxima revisão: 27/01/2027

- e. Higienizar com pano umedecido com água, as partes fixas, fios e tomadas;
- f. Fazer a desinfecção: borrifar álcool 70%, aplicando sobre toda a superfície (exceto partes plásticas e de acrílico), deixando secar naturalmente;
- g. Montar o equipamento e guardar.

## 5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa, 2010, 120p. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view> Acessado em: 17 jul. 2024.

## 6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	28/12/2017	Elaboração do documento.
2.0	13/02/2018	Revisão do POP.
3.0	04/11/2021	Revisão do POP. Atualização do modelo de documento.
4.0	08/08/2024	Revisão do POP e atualização do modelo de documento.

<b>Elaboração</b> Cristhiane Rossi Gemelli Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Viviane Castilho Junto	Data: 28/12/2017
<b>Revisão</b> 2ª Versão - Renata Martins Castro Rosa 3ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Mirele Aparecida Schwengber Viviane Castilho Justo 4ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli	Data: 13/02/2018 Data: 04/11/2021 Data: 08/08/2024
<b>Validação</b> Graciela Mendonça dos Santos Bet – Chefe do STGQ em exercício	Data: 10/10/2024
<b>Aprovação</b> Érika Leite Ferraz Libório – UNUT Alline Cristhine Nunes Cerchiarri Menon – Gerente de Atenção à Saúde (Subst.)	Data: 10/10/2024 Data: 27/01/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.015518/2024-70.