

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UTIN.008 – Página 1/4	
Título do Documento	<b>LIMPEZA CONCORRENTE EM UNIDADES NEONATAIS</b>	Emissão: 16/09/2025 Versão: 02	Próxima revisão: 16/09/2027

## 1. OBJETIVO(S)

- Padronizar os procedimentos de limpeza e desinfecção concorrente de superfícies e equipamentos nas unidades neonatais;
- Promover a prevenção e controle de infecção hospitalar;
- Evitar a disseminação de microrganismos, responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde nas unidades neonatais;
- Promover ambiente de bem-estar, seguro e funcional aos pacientes, profissionais e familiares nos serviços de saúde.

## 2. MATERIAL

- Luvas de procedimentos;
- 4 Compressas não estéril;
- Detergente neutro e água;
- Biguanida.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

### 3.1. Incubadora

1. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
2. Calçar luvas;
3. Retirar cobertura de tecido de cima da incubadora, protegendo a iluminação repentina e direta nos olhos do RN;
4. Passar compressa umedecida com água e sabão neutro na cúpula acrílica e portinholas e demais áreas com sujidades que tenha contato direto com o RN;
5. Passar compressa umedecida com água para retirar o sabão;
6. Secar com compressa limpa;
7. Passar compressa com biguanida nas partes metálicas, no visor/teclas e nas prateleiras giratórias;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UTIN.008 – Página 2/4	
Título do Documento	<b>LIMPEZA CONCORRENTE EM UNIDADES NEONATAIS</b>	Emissão: 16/09/2025	Próxima revisão: 16/09/2027
		Versão: 02	

8. Desprezar material em hamper e retirar luvas;
9. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
10. Checar item de desinfecção concorrente em prescrição de enfermagem e anotar em relatório de enfermagem.

### 3.2. Berço Aquecido

1. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
2. Calçar luvas;
3. Passar compressa com água e sabão neutro em partes de acrílico (cuba e abas laterais);
4. Passar compressa umedecida com água para retirar o sabão;
5. Secar com compressa limpa;
6. Passar compressa com biguanida no painel e teclas da torre, na bandeja e na prateleira;
7. Desprezar material no hamper e retirar luvas;
8. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
9. Checar item de desinfecção concorrente em prescrição de enfermagem e registrar no relatório de enfermagem.

### 3.3. Berço Comum

1. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
2. Calçar luvas;
3. Passar compressa umedecida com água e sabão neutro em cúpula acrílica;
4. Passar compressa umedecida com água para retirar o sabão;
5. Secar com compressa limpa;
6. Passar compressa com biguanida na parte metálica do equipamento e na prateleira inferior;
7. Desprezar material no hamper e retirar luvas;
8. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UTIN.008 – Página 3/4	
Título do Documento	<b>LIMPEZA CONCORRENTE EM UNIDADES NEONATAIS</b>	Emissão: 16/09/2025	Próxima revisão: 16/09/2027
		Versão: 02	

9. Checar item de desinfecção concorrente em prescrição de enfermagem e registrar no relatório de enfermagem.

### 3.4. Monitores multiparâmetros, oxímetro de pulso e respiradores

1. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
2. Calçar luvas;
3. Passar compressa embebida com biguanida em toda a superfície, com atenção para não molhar nenhum conector elétrico;
4. Deixar secar naturalmente;
5. Desprezar material no hamper e retirar luvas;
6. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);

### 3.5. Aparelho de Fototerapia

1. Desligar o aparelho da energia elétrica e afastá-lo do berço ou incubadora;
2. Passar pano umedecido com biguanida em todo o aparelho;
3. Deixar secar naturalmente;
4. Ligar o aparelho na energia elétrica e verificar se todas as lâmpadas estão funcionando perfeitamente;
5. Posicionar o aparelho de volta no berço ou incubadora. Atentar-se para que o aparelho de fototerapia não seja colocado embaixo da região de calor radiante do berço aquecido. Ligar e confirmar a radiância ofertada conforme última mensuração.

#### **OBSERVAÇÕES:**

- Não utilizar álcool 70% no acrílico da incubadora, berços e em painéis de monitores, bombas e de respiradores, pois comprometem a transparência do acrílico e danificam os aparelhos eletrônicos.
- Realizar a limpeza concorrente 3x ao dia, no início de cada plantão (*POP. CCIRAS.014*).

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UTIN.008 – Página 4/4	
Título do Documento	<b>LIMPEZA CONCORRENTE EM UNIDADES NEONATAIS</b>	Emissão: 16/09/2025	Próxima revisão: 16/09/2027
		Versão: 02	

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília, 2010.

HU-UFOD/ EBSERH. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Ministério da Educação. EBSERH. **PRT.CCIRAS.014 – Limpeza e Desinfecção de Superfícies**. 11ª edição. Dourados, 2025.

HU-UFOD/ EBSERH. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Ministério da Educação. EBSERH. **PRT.CCIRAS.001– Higiene das Mãos**. 12ª edição. Dourados, 2025.

SOUZA, J. **Desinfetante: informações sobre o uso em estabelecimentos de saúde**. Ouro Preto: Editora UFOP, 2010. 32p. Disponível em:

[https://ufop.br/sites/default/files/desinfetante\\_informacoes\\_sobre\\_o\\_uso\\_em\\_estabelecimentos\\_de\\_saude.pdf](https://ufop.br/sites/default/files/desinfetante_informacoes_sobre_o_uso_em_estabelecimentos_de_saude.pdf) . Acesso em: 27/11/24

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	04/09/2020	Elaboração do Procedimento.
02	25/07/2025	Revisão do POP.

<b>Elaboração</b> Márcia Lial Sertão Suellen dos Santos Silva	Data: 03/09/2020
<b>Revisão</b> Franciele Gonçalves dos Santos, UTIN Alexandre Rodrigues Mendonça, UTIN- Responsável Técnico de enfermagem	Data: 25/07/2025
<b>Validação</b> Fuad Fayez Mahmoud - STGQ	Data: 16/09/2025
<b>Aprovação</b> Alexandra Gomes Rossi – Chefe da UTIN Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 11/09/2025 Data: 16/09/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.003585/2023-61