

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNC.010 – Página 1/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 28/12/2017	Próxima revisão: 31/12/2023
		Versão: 3.0	

### 1. OBJETIVO(S)

Higienizar as geladeiras e freezers do Lactário e Banco de Leite Humano.

### 2. MATERIAL

Pano multiuso, detergente neutro, fibra sintética branca ou esponja dupla face (lado macio) e impresso de Controle de Limpeza da Geladeira/Freezer.

### 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando os equipamentos, a fim de evitar a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

#### 3.1. Responsabilidades


Copeiras da área interna e funcionários do processamento do Banco de Leite Humano.

#### 3.2. Etapas do procedimento

1. Realizar a limpeza da geladeira/freezer semanalmente e/ou sempre que necessário (figura 1);
2. Retirar todos os produtos que necessitem refrigeração e colocar em outra geladeira ou freezer;
3. Desligar o equipamento e após o degelo, retirar o excesso de água;
4. Retirar todas as prateleiras;
5. Lavar as partes internas e externas com detergente neutro e fibra sintética branca ou com o lado macio da esponja dupla face;
6. Enxaguar com água corrente;
7. Secar com pano multiuso seco;
8. Colocar todos os acessórios, fechar as portas e ligar. Mantê-los afastados pelo menos 20 cm da parede;
9. Voltar os produtos para a geladeira/freezer, somente quando atingir a temperatura adequada. Geladeira temperatura de 2° a 8°C e freezer de -10°C;
10. Após finalizar o processo anotar em controle específico (Controle de Limpeza da Geladeira/Freezer – Apêndice A).

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNC.010 – Página 2/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 28/12/2017	Próxima revisão: 31/12/2023
		Versão: 3.0	

Figura 1 - fluxograma do processo



Fonte: próprio autor.

#### 4. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa, 2010, 120p. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view> Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. **Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de Riscos**. Brasília: Anvisa, 2008, 160p. Disponível em: [https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual\\_banco\\_leite.pdf](https://www.anvisa.gov.br/servicosade/manuais/manual_banco_leite.pdf) Acessado em: 17 ago. 2021.

BRASIL. **Resolução RDC nº 171 de 4 de setembro de 2006**. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União, de 05 set. 2006. Disponível em: [https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171\\_04\\_09\\_2006.html](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/res0171_04_09_2006.html) Acessado em: 17 ago. 2021.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1.0	28/12/2017	Elaboração do documento
2.0	13/02/2018	Revisão do POP
3.0	04/11/2021	Revisão do POP. Atualização do modelo de documento

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.UNC.010 – Página 3/4	
Título do Documento	<b>HIGIENIZAÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER</b>	Emissão: 28/12/2017	Próxima revisão: 31/12/2023
		Versão: 3.0	

<p><b>Elaboração</b> Cristhiane Rossi Gemelli, Cristiane Nava Duarte, Érika Leite Ferraz Libório, Josiane Ribeiro dos Santos Santana, Michele Cristina de Carvalho, Naiana Alves Cardoso, Rita de Cássia Dorácio Mendes, Viviane Castilho Justo.</p>	Data:28/12/2017
<p><b>Revisão</b> 2ª Versão - Renata Martins Castro Rosa 3ª Versão - Cristhiane Rossi Gemelli Cristiane Nava Duarte Érika Leite Ferraz Libório Josiane Ribeiro dos Santos Santana Rita de Cássia Dorácio Mendes Viviane Castilho Justo</p>	Data:13/02/2018  Data:04/11/2021
<p><b>Validação</b> Erika Leite Ferraz Liborio, Chefe de Unidade – UNC - Ofício - SEI 23 (17367132) Paulo Serra Baruki, Chefe de Divisão – DADT - Despacho - SEI DADT/GAS/HU-UFGD (17395785) Fuad Fayez Mahmoud, Membro do Grupo de Trabalho – GTPME - Despacho - SEI GTPMA/SUPRIN/HU-UFGD (17436390) Josiclari Mota Carbonari, Chefe de Setor, Substituto – SHH - Despacho - SEI SHH/DLIH/GA/HU-UFGD (18685618) Bruna Roberta Cavalcante dos Santos, Nutricionista – SHH - Despacho - SEI SHH/DLIH/GA/HU-UFGD (18685618)</p>	Data: 05/11/2021  Data: 05/11/2021  Data: 05/11/2021  Data: 30/12/2021  Data: 30/12/2021
<p><b>Aprovação</b> Paulo Serra Baruki - Chefe da DADT Thaísa Pase – Gerente de Atenção à Saúde</p>	Data: 05/11/2021 Data:

Assinado Eletronicamente Processo SEI Nº 23529.014730/2021-77

