

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.DENF.UAGENF.UAMB.042 – Página 1/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA/DESINFECÇÃO DO CARRO DE CURATIVO | Emissão: 19/10/2022 Versão: 1 | Próxima revisão: 19/10/2024 |

1. OBJETIVO

Manter o carro de curativo livre de sujidade e proliferação de micro-organismos, reduzindo as chances de infecção hospitalar.

2. MATERIAL

- Solução detergente neutra;
- Álcool a 70%
- Compressa não estéril;
- Luvas de procedimentos;
- Água potável;
- EPIs necessários, como: touca descartável, avental impermeável, máscara cirúrgica descartável, óculos de proteção;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Separar o material a ser utilizado;
- Levar o carro de curativo para o local onde será realizada a limpeza/desinfecção;
- Retirar todos os objetos contidos no carro de curativo;
- Colocar EPIs necessários como avental, máscara, touca, óculos de proteção e luvas de procedimentos;
- Descartar todos os materiais contaminados ou que estejam sem identificação e desprezá-los em local apropriado;
- Remover com água e detergente neutro toda sujidade, na presença de matéria orgânica;
- Enxaguar com água limpa e secar com compressa não estéril limpa e seca;
- Friccionar com compressa não estéril limpa e umedecida com álcool a 70% por toda superfície por pelo menos 30 segundos, após a limpeza de fluidos orgânicos;
- Realizar a limpeza/desinfecção a cada 24 horas ou sempre que necessário;
- Levar o carro para o local onde será acondicionado;
- Retirar e desprezar os EPIs em local de descarte apropriado;



| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.DENF.UAGENF.UAMB.042 – Página 2/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA/DESINFECÇÃO DO CARRO DE CURATIVO | Emissão: 19/10/2022 | Próxima revisão: 19/10/2024 |
| | | Versão: 1 | |

- Higienizar as mãos após o procedimento;
- Finalizar organizando o carro de curativo com o material de uso diário.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa, 2012. P.16-25.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies**. Brasília: Anvisa, 2010.

CÓPIA CONTROLADA



| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | POP.DENF.UAGENF.UAMB.042 – Página 3/3 | |
| Título do Documento | LIMPEZA/DESINFECÇÃO DO CARRO DE CURATIVO | Emissão: 19/10/2022 Versão: 1 | Próxima revisão: 19/10/2024 |

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------------|--|
| 1ª | 19/10/2022 | Elaboração de Procedimento Operacional Padrão “Limpeza/desinfecção do carro de curativo” |

| | |
|---|---|
| <p>Elaboração</p> <p>Adeliano Francisco da Silva Neto Edileuza da Silva Medeiros Marylene Barreto dos Reis Núbia Natália Borges de Souza Alexandra de Assis Pessoa Guerra</p> | Data: <u>19/10/2022</u> |
| <p>Revisão</p> <p>Ana Caroline Escarião de Oliveira</p> | Data: <u>23/11/2022</u> |
| <p>Validação</p> <p>Alecsandro da Rocha Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente</p> <p>ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 476</p> <p>Assinado de forma digital por ALECSANDRO DA ROCHA:02035089476 Dados: 2022.12.16 12:25:49 -03'00'</p> | Data: <u>16/12/2022</u> |
| <p>Aprovação</p> <p>ANA CAROLINE ESCARIO DE OLIVEIRA:011780546105461</p> <p>Assinado de forma digital por ANA CAROLINE ESCARIO DE OLIVEIRA:0117805461 Dados: 2022.12.16 15:45:43 -03'00'</p> | Data: <u>16</u> / <u>12</u> / <u>2022</u> |

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte