

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DivENF.064 - Página 1/5	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIAS - INTESTINAL E URINÁRIO</b>	Emissão: 27/09/2021 Versão:1	Próxima revisão: 27/09/2023

## 1. OBJETIVO(S)

Padronizar a troca de dispositivo para estomias, intestinal e urinário, bem como realizar avaliação do estoma e pele periestomal, prevenir complicações do estoma e da pele periestomal e proporcionar conforto e bem estar para o paciente.

## 2. RESPONSÁVEL

Enfermeiro, auxiliar/técnico de enfermagem e médico.

## 3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Bandeja ou mesa de mayo;
- EPIs (luva de procedimento, máscara, gorro, óculos de proteção, avental ou capote não estéril);
- Tesoura com ponta redonda;
- Biombo;
- Álcool 70%;
- Caneta;
- Gazes estéreis;
- Solução fisiológica 0,9% ou água destilada;
- Guia de mensuração do estoma;
- Coletor para urostomia e/ou colostomia;
- Saco de lixo branco.

## 4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

- 4.1. Realizar higienização das mãos conforme Protocolo PRT. NSP. 002– Higienização das mãos;
- 4.2. Fazer a desinfecção da bandeja ou mesa de mayo com gaze embebida em álcool a 70%;
- 4.3. Reunir o material e levar a bandeja ou mesa de mayo ao quarto, próximo ao paciente;
- 4.4. Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante;
- 4.5. Conferir o nome do paciente pela pulseira de identificação, conforme Protocolo PRT. NSP. 001 – Identificação segura do paciente;
- 4.6. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
- 4.7. Manter a privacidade do paciente, utilizando biombo;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DivENF.064 - Página 2/5	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIAS - INTESTINAL E URINÁRIO</b>	Emissão: 27/09/2021 Versão:1	Próxima revisão: 27/09/2023

- 4.8. Manter o paciente em posição confortável, de preferência em decúbito dorsal, expondo apenas a área corporal em que será realizado o procedimento;
- 4.9. Higienizar as mãos com álcool a 70%, conforme Protocolo PRT. NSP. 002;
- 4.10. Calçar as luvas de procedimento;
- 4.11. Colocar os EPIs de proteção;
- 4.12. Retirar o dispositivo (bolsa coletora) com SF 0,9% ou água destilada, desprezando-o no lixo contaminado;
- 4.13. Higienizar novamente as mãos conforme Protocolo PRT. NSP. 002;
- 4.14. Calçar luvas de procedimento;
- 4.15. Limpar o estoma e a pele periestomal com gaze embebida com água destilada realizando movimentos suaves ao redor do estoma e da pele periestomal;
- 4.16. Secar a pele, sem friccioná-la;
- 4.17. Proteger o estoma com gaze a fim de evitar que o(s) efluente(s) – fezes/urina suje a pele já limpa;
- 4.18. Medir o estoma com o guia de mensuração e traçar a demarcação no verso da bolsa (dispositivo com 1 peça) ou da placa (dispositivo com 2 peças) com a caneta e recortar o molde com a tesoura;
- 4.19. Retirar o adesivo/papel protetor da base adesiva da bolsa ou da placa;
- 4.20. Aplicar a nova bolsa na pele de baixo para cima e pressioná-la em movimentos circulares em torno da base adesiva da bolsa para obter maior aderência;
- 4.21. No caso de dispositivo com 2 peças, deve-se colocar primeiro a placa no estoma e prosseguir com a fixação da bolsa sobre a placa até escutar um “clic”, que significa que a bolsa está realmente fixada á base ou acoplar a base adesiva (placa) na bolsa e em seguida aplicá-la na pele;
- 4.22. Colocar o clamp no dispositivo nos casos de bolsa drenável para colostomia/ileostomia que não possui presilha integrada com fechamento em velcro;
- 4.23. Reunir material e desprezá-lo em local apropriado;
- 4.24. Realizar higienizar das mãos conforme Protocolo PRT. NSP. 002 – Higienização das mãos;
- 4.25. Realizar as anotações no prontuário do paciente.

## 5. RECOMENDAÇÕES

- 5.1. O dispositivo poderá permanecer por 5 a 7 dias;
- 5.2. A bolsa drenável pode ser lavada várias vezes com água e sabão e reutilizada pelo tempo indicado conforme fabricante;

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DivENF.064 - Página 3/5	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIAS - INTESTINAL E URINÁRIO</b>	Emissão: 27/09/2021 Versão:1	Próxima revisão: 27/09/2023

5.3. Observar as características do estoma (cor, forma, tamanho, protusão e integridade da pele periestomal), além de observar o aspecto e características do conteúdo fecal e/ou urinário;

5.4. Esvaziar o dispositivo quando estiver com 2/3 da sua capacidade preenchida, evitando que a bolsa solte antes do tempo, devido ao excesso de peso;

5.5. As bolsas coletoras devem ser trocadas quando a base adesiva (hidrocolóide) estiver saturada ou esbranquiçada e/ou ocorrer vazamento do efluente;

5.6. Encaminhar o paciente ou familiar para realizar cadastro no programa de estomizados (sala da Comissão de feridas 5º andar), a fim de que o mesmo possa adquirir os dispositivos mensalmente.

## 6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Na presença de estomas irregulares, preparar o molde sob medida, podendo utilizar, se necessário, anel moldável ou pasta de resina para preencher os espaços vazios;

6.2. Na presença de irritação local e conforme avaliação do enfermeiro, pode-se aplicar pó para estomia, película protetora cutânea spray ou hidroclóide para tratar a pele periestomal;

6.3. Na presença de descolamento da bolsa coletora ou vazamento, antes do tempo indicado, proceder a troca da mesma;

6.4. Na presença de estoma retraído, usar bolsa convexa com cinto regulável;

6.5. Na presença de complicações do estoma comunicar ao médico assistente e ao responsável pelo Programa de estomizados (ramal 5614 ou sala do 5º andar).

## 7. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável

## 8. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Cuidados com estomias intestinais e urinárias**. Ministério da saúde. Instituto Nacional do câncer, 2º ed. Rio de Janeiro/RJ, 2018. Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//livro-cuidados-com-a-sua-estomia.pdf>. Acesso em: 30 de abril de 2021.

## 9. APÊNDICE

NA - Não Aplicável



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DivENF.064 - Página 4/5	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIAS - INTESTINAL E URINÁRIO</b>	Emissão: 27/09/2021 Versão:1	Próxima revisão: 27/09/2023

## 10. ANEXO

NA - Não Aplicável

## 11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	27/09/2021	Hilma Keylla de Amorim  Lucy Kelly Brito Bomfim Eustaquio  Paulo Sérgio Gomes da Silva  Fabianny Torres de Oliveira  Wanessa Cavalcante Matos Costa	Institui o Procedimento Operacional Padrão Troca de Dispositivo para Estomias – Intestinal e Urinário.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP.DivENF.064 - Página 5/5	
Título do Documento	<b>TROCA DE DISPOSITIVO PARA ESTOMIAS - INTESTINAL E URINÁRIO</b>	Emissão: 27/09/2021 Versão:1	Próxima revisão: 27/09/2023

<p><b>Elaboração:</b></p> <p>Hilma Keylla de Amorim Enfermeira do Ambulatório de Feridas e Estomias Hupaa/Ufal/Ebserh</p> <p>Paulo Sérgio Gomes da Silva Enfermeiro e Responsável Técnico do Ambulatório de Feridas e Estomias Hupaa/Ufal/Ebserh</p> <p>Fabianny Torres de Oliveira Enfermeira do Ambulatório de Feridas e Estomias Hupaa/Ufal/Ebserh</p> <p>Lucy Kelly Brito Bomfim Eustaquio Auxiliar de Enfermagem do Ambulatório de Feridas e Estomias do Hupaa/Ufal/Ebserh</p> <p>Wanessa Cavalcante Matos Costa Enfermeira do Ambulatório de Feridas e Estomias Hupaa/Ufal/Ebserh</p>	<p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p>
<p><b>Análise:</b></p> <p>Giselle Carlos Santos Brandão Monte Enfermeira – Saúde da Mulher/ Apoio Divisão de Enfermagem</p>	<p>Data: ____/____/____</p>
<p><b>Validação:</b></p> <p>Joyce Letice Barros Gomes Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Serviço de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/SCIRAS</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do paciente/SVSSP</p>	<p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p> <p>Data: ____/____/____</p>
<p><b>Aprovação:</b></p> <p>José César de Oliveira Cerqueira Chefe da Divisão de Enfermagem</p>	<p>Data: ____/____/____</p>