

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.14- Página 1/4	
Título do Documento	COLETA DE SANGUE PARA PROLACTINA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

1. OBJETIVO(S)

Padronizar a técnica coleta de sangue para prolactina.

2. RESPONSÁVEL

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos ,Técnicos de Laboratório e Auxiliar de Laboratório.

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Tubo seco ou com gel separador (Tampa Vermelha);
- Álcool a 70%;
- Garrote/torniquete;
- Algodão;
- EPIs (jaleco, luva, máscara, óculos, sapato fechado e touca);
- Agulhas;
- Suporte de agulhas / seringa.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 4.1. Chamar o Paciente e confirmar seu nome completo e data de nascimento;
- 4.2. Verificar se Paciente encontra-se em jejum de no mínimo 4 horas;
- 4.3. Colher uma amostra de sangue em tubo seco ou com gel separador .

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Recomendações Referente a Técnica do POP COLETA DE SANGUE PARA PROLACTINA:

- 5.1.1. O Paciente precisa está no minimo com 4 horas de jejum.

5.2. Recomendações quanto à segurança do trabalho:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.14- Página 2/4	
Título do Documento	COLETA DE SANGUE PARA PROLACTINA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

5.2.1. Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;

5.2.2. Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;

5.2.3. Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;

5.2.4. Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não utilização de adornos em ambiente hospitalar;

5.2.5. Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

NA - Não Aplicável.

7. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável.

8. REFERÊNCIAS

LABORATÓRIO HERMES PARDINI. **Help de exames: prolactina**. Disponível em: <<http://www.labhpardini.com.br/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=HPHOSTBS&App=HELPE&EXAME=S%7C%7CPRL>>. Acesso em: 26 jul. 2021.

RHESUS Medicina Auxiliar: **Manual de Exames Endocrinologia**, ed. Yangraf, São Paulo, 2001.

9. APÊNDICE

NA - Não Aplicável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.14- Página 3/4	
Título do Documento	COLETA DE SANGUE PARA PROLACTINA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

10. ANEXO

NA - Não Aplicável.

11. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	14/08/2018	Cícero Robeal Sena Costa Flávio dos Santos Teixeira	Estabelece o Manual com procedimentos de coleta para exames Laboratorial da UACAP- HUPAA- Ufal/Ebserh.
2	30/03/2022	Brunno Henrique da Silva Cícero Robeal Sena Costa Fabiana Santos de Moraes Ligya Santos Lima Lamenha Sirlene dos Santos Lopes	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo a norma de elaboração e controle de documentos – versão 2 de 01/08/2019 da Ebserh.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP.UACAP.COL.T001.14- Página 4/4	
Título do Documento	COLETA DE SANGUE PARA PROLACTINA	Emissão:01/09/2022	Próxima revisão: 01/09/2024
		Versão: 2	

Elaboração: Brunno Henrique da Silva Biólogo/ Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Cícero Robeival Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Fabiana Santos de Moraes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Ligya Santos Lima Lamenha Biomédica/ Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica Sirlene dos Santos Lopes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/ Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	Data: 01/09/2022
Análise: Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Análises Clínicas e Anatomia Patológica	Data: ____/____/____
Validação: Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/ Serviço de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho Tereza Carolina Santos Cavalcante Enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/ Unidade de Vigilância em saúde Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade	Data: ____/____/____ Data: ____/____/____ Data: ____/____/____
Aprovação: Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	Data: ____/____/____

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte