

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	POP.UACAP.COL.T001.34- Página 1/5	
Título do Documento	<b>COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO</b>	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

## 1. OBJETIVO(S)

Padronizar a técnica coleta de fezes para pesquisa de sangue oculto.

## 2. RESPONSÁVEL

Biólogos, Biomédicos, Farmacêuticos ,Técnicos de Laboratório e Auxiliar de Laboratório.

## 3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 01 (um) coletor universal com espátula.

## 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

### 4.1. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

- 4.1.1. Agendar o exame no Sistema com a solicitação médica;
  - 4.1.2. Orientar ao paciente que será realizado o exame pesquisa de sangue oculto nas fezes;
  - 4.1.3. Gerar no Sistema uma etiqueta com os dados de identificação do paciente e colar no coletor;
  - 4.1.4. Entregar o coletor ao paciente;
  - 4.1.5. Orientar o paciente a seguir os passos para coleta.
- Realizado pelo Paciente:
- 4.1.6. Defecar em papel ou em urinol limpos evitando o contato com a urina;
  - 4.1.7. Pegar com a espátula (já contida no coletor) mais ou menos 50g do material fecal de preferência em várias partes do bolo fecal e transferir para o coletor;
  - 4.1.8. Guardar o frasco na geladeira até ser entregue no laboratório (não congelar);
  - 4.1.9. Entregar para análise preferencialmente no mesmo dia da coleta.

### 4.2. Realizado pela Recepção do Laboratório do HUPAA:

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	POP.UACAP.COL.T001.34- Página 2/5	
Título do Documento	<b>COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO</b>	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

- 4.2.1. Calçar luva de procedimento;
- 4.2.2. Receber a amostra do paciente;
- 4.2.3. Observar se a amostra está identificada;
- 4.2.4. Colocar as amostras no carrinho de coleta e encaminhar para o Serviço de Parasitologia;
- 4.2.5. Retirar as luvas;
- 4.2.6. Higienizar as mãos conforme pop. SVSSP.SCIRAS.002, Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica.

## 5. RECOMENDAÇÕES

### 5.1. Recomendações Referente a Técnica da COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO:

- 5.1.1. Suspender o uso de álcool e medicamentos contendo ácido acetilsalicílico nas 48 horas que antecedem a coleta;
- 5.1.2. A coleta não deve ser realizada durante o período menstrual e/ou na presença de sangramentos;
- 5.1.3. Realizar a seguinte dieta durante 3 dias, antes de colher as fezes, não ingerir: beterraba, cenoura, carne de qualquer espécie, peixes, lentilhas, espinafre, compostos a base de ferro (xaropes, compostos vitamínicos etc.), vitaminas;
- 5.1.4. No quarto dia, após realizar a dieta, colher as fezes antes de escovar os dentes. Anotar medicação em uso.

### 5.2. Recomendações quanto à segurança do trabalho:

- 5.2.1. Para atividades envolvendo Riscos Físicos, Químicos e Biológicos, devem ser utilizados os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela empresa, como: luvas, toucas, máscaras descartáveis, máscara N95/carvão ativado, e outros que se fizerem necessário. Caso dúvidas procurar a segurança do trabalho da empresa prestadora do serviço;
- 5.2.2. Participar de todos os treinamentos em matéria de Saúde e Segurança do Trabalho;
- 5.2.3. Comunicar ao SOST qualquer alteração de atividades que a exponha a riscos diferentes dos habituais;
- 5.2.4. Atender as recomendações do SOST e da Comissão Adorno zero quanto a não



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	POP.UACAP.COL.T001.34- Página 3/5	
Título do Documento	<b>COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO</b>	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

utilização de adornos em ambiente hospitalar;

**5.2.5.** Atender as recomendações do SOST e da comissão gestora multidisciplinar de materiais perfuro cortantes.

## **6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)**

6.1. Caso o paciente não entregue a amostra de fezes no dia da coleta de sangue, o mesmo terá 05 (cinco) dias uteis para entregá-la, a contar da data da coleta sanguínea.

## **7. FLUXOGRAMA**

NA - Não Aplicável

## **8. REFERÊNCIAS**

AGHU - Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários. Recomendações Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes. 2021.

DI DIO, R.; PRADAL, M.G.; FERNANDES, S.M.; JUNIOR, A.P.; LAZARINE, D.F.: CRIESP. Manual de procedimentos, ed. Lemos, São Paulo.

## **9. APÊNDICE**

NA - Não Aplicável

## **10. ANEXO**

NA - Não Aplicável

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	POP.UACAP.COL.T001.34- Página 4/5	
Título do Documento	<b>COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO</b>	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

## 9. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	14/08/2018	Cícero Robeval Sena Costa Flávio dos Santos Teixeira	Estabelece o Manual com procedimentos de coleta para exames Laboratorial da UACAP-HUPAA-Ufal/Ebserh.
2	30/03/2022	Cícero Robeval Sena Costa Fabiana Santos de Moraes Ligya Santos Lima Lamenha Sirlene dos Santos Lopes	Revisão textual e adequação ao novo formulário do POP de acordo a norma de elaboração e controle de documentos – versão 2 de 01/08/2019 da Ebserh.



Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	POP.UACAP.COL.T001.34- Página 5/5	
Título do Documento	<b>COLETA DE FEZES PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO</b>	Emissão:01/09/2022 Versão: 2	Próxima revisão: 01/09/2024

<p><b>Elaboração:</b></p> <p>Cícero Robeval Sena Costa Técnico de Laboratório em Análises Clínicas/Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Fabiana Santos de Moraes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas//Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Ligy Santos Lima Lamenha Biomédica//Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p> <p>Sirlene dos Santos Lopes Técnico de Laboratório em Análises Clínicas//Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	Data: 01/09/2022
<p><b>Análise:</b></p> <p>Ednaldo Almeida Gomes Chefe da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia Patológica</p>	Data: ___/___/_____
<p><b>Validação:</b></p> <p>Felipe Maciel Soares Pinheiro Engenheiro de Segurança do Trabalho/Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho</p> <p>Tereza Carolina Santos Cavalcante Enfermeira do Serviço de Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde/Unidade de Vigilância em Saúde</p> <p>Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente</p>	Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____
<p><b>Aprovação:</b></p> <p>Valtuir Barbosa Felix Chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico</p>	Data: ___/___/_____

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*