

O aparelho de dissolução VANKEL permite que você escolha exatamente as opções necessárias para suportar testes de dissolução simples e manuais, bem como automação integrada para produtividade e rendimento máximos. Independentemente das opções escolhidas, você pode ter certeza de que terá um aparelho de dissolução que atende às suas expectativas de produtividade, robustez e facilidade de uso. Tenha certeza de que, à medida que suas necessidades mudam, você pode adicionar opções o seu aparelho existente.

Desempenho		O desempenho pode variar dependendo das condições ambientais (temperatura, umidade, altitude, etc.)	
Evaporação		Menos de 1% de perda por evaporação sob condições específica	
Temperatura de trabalho		5 à 40 °C	
		Não mais que 80% UR	
Requisito	Voltage	Corrente 708-DS (em operação)	Aquecedor atual de ampla faixa de entrada (em operação)
	90-250 V, 50-60 Hz	2.5-1.0 A	13.0-4.5 A
	115 V, 60 Hz	2.0 A	10.0 A
	230 V, 50 Hz	1.0 A	5.0 A
Temperatura água	Temperature Range	Precisão da Sonda	
	Ambiente +5 to 55 °C	±0.1 °C	
Fuso	Velocidade	Precisão da velocidade	Seleção da Velocidade
	10-250 RPM	±1% over 25 RPM ±2% 10-25 RPM	Via touch screen
Amostragem	Opção múltipla disponível para amostragem automatizada		
Display	LCD com tela sensível ao toque integrada		