

**Aparelho de ultrassonografia Canon modelo Aplio Beyond
CUS-ABE00**



Foto da peça



Descrição:

PLACA GPU (PLACA DE VIDEO) UTILIZADA NOS APARELHOS CUS-ABE00. PM30-48491 1.

Aplicação:

PEÇA HOMOLOGADA NO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR ULTRASSOM MODELO Aplio beyond CUS-ABE00. PM30-48491 1, PLACA GPU (PLACA DE VIDEO) UTILIZADA NOS APARELHOS CUS-ABE00. PM30-48491 1. É UTILIZADA PARA O PROCESSAMENTO DE TODA A IMAGEM DO APARELHO CUS-ABE00, TAMBÉM É RESPONSÁVEL PELA RENDERIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL QUANDO O APARELHO POSSUI ESSE OPCIONAL EM OBSTETRÍCIA.