

G7986B – Dissolution Heater / Circulator

Includes:

Qty.	Description
1	Dissolution Heater/Circulator, 115/230V



G7986B	Dissolution Heater / Circulator	
	100-101	Communication Cable - One selection REQUIRED;
	#100	For use with 7000/7010/Bio-Dis/App7
	#101	For use with 708-DS

O **Aquecedor/Circulador de Dissolução Agilent MODELO G7986B** (ou G7986-64009) é projetado exclusivamente para aquecer e circular água nos banhos dos aparelhos de dissolução da Agilent. Este equipamento inclui um aquecedor de cartucho, uma bomba e eletrônicos de controle/potência, com um conector para interface com o aparelho de dissolução, permitindo o controle da temperatura e da bomba. É essencial utilizar o G7986B apenas com os aparelhos de dissolução da Agilent, pois ele foi desenvolvido para integrar-se perfeitamente com esses sistemas com comunicação direta acionada pelo próprio equipamento Dissolutor, garantindo precisão e eficiência. O uso de equipamentos similares de outros fabricantes pode não ser compatível e pode resultar em desempenho inadequado ou danos ao sistema.

Aplicação: Módulo responsável e exclusivo por aquecer e circular água nos banhos dos aparelhos de dissolução da Agilent