


MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA FINS DE CONSULTA PÚBLICA	
Aplicação	Para uso laboratorial
Descrição/ Diferencial do equipamento	Misturador/Agitador eletro- mecanico de uso geral (DESMONTADO), proprio para ser instalado em bancadas, destinado ao preparo de produtos em escala laboratorial trabalhando com rotacoes de 45 a 2000 rpm e Tensao 115 V / 60 HZ ou 220 V / 50 Hz; Peso 3,8 kg, acompanha Helice de agitacao, suporte para bancada, e garras de fixacao - aplicacao: Misturador de Bancada para preparo de produtos na fase de desenvolvimento, em escala laboratorial e sem valor comercial, para os quais agitacao mecanica e necessaria.
Foto	
Fabricante/Marca	Heidolph
Peso Liquido	11,133
Modelo	RZR 50