



MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO PARA FINS DE CONSULTA PÚBLICA

Aplicação	Para uso laboratorial	
Descrição/ Diferencial do equipamento	Misturador Silverson L5M-A de alto cisalhamento de laboratório, próprio para homogeneizar emulsificar, desintegrar, e dissolver, e/ou dispersão de partículas sólidas em líquidos, com capacidade de 1 ml até 12 litros e vazões de até 20 litros/minuto em linha (dependendo da viscosidade),contendo Motor elétrico DE 750 W, barra homogeneizadora, cabeçal de montagem para conexão da barra homogeneizadora com o motor elétrico, controle de velocidade analógico painel 'touch screen' com tacômetro digital, timer programável e display de amperagem sistema eletronico de movimentação do corpo, controle eletrônico de velocidade infinitamente variável com chave liga/desliga integral, velocidade max de até 8.000 rpm.	
Fabricante/Marca	Sylverson	
Fotos	Vista Frontal do Equipamento	
<div></div>		
Modelo	L5M-A	