

Descritivo Técnico

Modelo 23900	
------------------------	--

FILAMENTO FEG RETIP PARA MICROSCÓPIO ELETRÔNICO.

APLICAÇÃO: FILAMENTO FEG RETIP PARA MICROSCÓPIO ELETRÔNICO - MÓDULO PADRÃO FEG (FIELD EMISSION GUN) PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM CAMPO DA PONTA EMISSORA DO CANHÃO DE ELÉTRONS; RESTAURA EMISSÃO, ESTABILIDADE E RESOLUÇÃO.




Imagem da Peça




Foto do Microscópio “onde a peça será instalada”