

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.DENF.066– Página 1/3 | |
| Título do Documento | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA (URIPEN®) | Emissão: 30/06/2025 | Próxima revisão: 30/06/2027 |
| | | Versão: 03 | |

1. OBJETIVOS

- Padronizar as rotinas para instalação do dispositivo urinário externo;
- Mensurar o volume de diurese em pacientes masculinos com incontinência urinária ou com alteração de nível de consciência de forma não invasiva;
- Proporcionar conforto ao paciente protegendo a região perineal do contato direto com a urina.

2. MATERIAIS

- 01 par de luvas de procedimento;
- 01 bandeja;
- 01 dispositivo urinário externo padronizado na instituição (Uripem®);
- Fita crepe, micropore ou hidrocolóide (preferencialmente);
- 01 frasco coletor sistema aberto;
- Material para higiene íntima (água, sabão líquido e compressas);
- 01 fralda descartável;
- 01 Biombo;
- 01 Tesoura.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º. Preparar o material;
- 2º. Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
- 3º. Conferir a pulseira de identificação e explicar o procedimento ao paciente e sua finalidade;
- 4º. Manter a privacidade do paciente colocando biombo;
- 5º. Calçar as luvas de procedimento;
- 6º. Posicionar o paciente em decúbito dorsal;
- 7º. Solicitar ao paciente a higienização do pênis com compressas e sabão líquido. Em paciente dependente, realizar a higiene íntima limpando a extremidade do pênis do meato uretral até a glândula em movimentos circular e da glândula para baixo em um sentido único, até os testículos. Retirar o sabão com compressa úmida e secar;

| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.DENF.066– Página 2/3 | |
| Título do Documento | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA (URIPEN®) | Emissão: 30/06/2025 | Próxima revisão: 30/06/2027 |
| | | Versão: 03 | |

- 8º. Lembrar de tracionar bem o prepúcio para realizar a limpeza do pênis;
- 9º. Aparar o excesso de pelos (se necessário);
- 10º. Colocar o dispositivo urinário no pênis, desenrolando-o da glândula até a raiz do pênis (semelhante à técnica para inserir um preservativo masculino);
- 11º. Fixar com dispositivo próprio, hidrocolóide (*PRT.CCIRAS.004*), se disponível ou com fita adesiva, na porção proximal da raiz do pênis, de modo firme, cuidando para não garrotear o pênis;
- 12º. Adaptar o frasco coletor sistema aberto ao dispositivo urinário, evitando dobrá-lo, deixando-o abaixo do nível da bexiga;
- 13º. Orientar quanto à forma de carregar o coletor quando for deambular;
- 14º. Auxiliar o paciente a se vestir e/ou colocar fralda descartável;
- 15º. Organizar o leito, deixando o paciente em posição segura e confortável;
- 16º. Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos;
- 17º. Realizar a anotação de enfermagem no prontuário eletrônico AGHUX (Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários).

Observações:

- Fazer a troca do coletor e do dispositivo diariamente ou se apresentar mau funcionamento, preferencialmente na hora do banho (*PRT.CCIRAS.004*);
- Verificar se a pele do pênis está livre de edema ou lesões, antes de fixar o dispositivo urinário;
- Para cuidados com Prevenção de Infecção do Trato Urinário ver *PRT nº006 da CCIRAS*.

4. REFERÊNCIAS

COUTINHO, M. H. B.; SANTOS, S. R. G. **Manual de procedimentos de enfermagem**. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Atenção à Saúde. Gerência de Enfermagem. Brasília, 2012.

HU-UFGD. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde. **PRT nº 01 Higiene das Mãos**. 11ª edição. Publicado no Boletim de Serviço nº 366 de 23/06/2023, Portaria nº 104 de 29/06/2023. Dourados, 2023. Disponível em: <<<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-001-higiene-de-maos.pdf>>>. Acesso em: 09 de junho de 2025.

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Tipo do Documento | PROCEDIMENTO / ROTINA | POP.DENF.066– Página 3/3 | |
| Título do Documento | INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA (URIPEN®) | Emissão: 30/06/2025 | Próxima revisão: 30/06/2027 |
| | | Versão: 03 | |

HU-UFGD. Hospital Universitário - Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. **Protocolo nº04 – Tempo de permanência de dispositivos.** Dourados: HU- UFGD, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-004-tempo-de-permanencia-de-dispositivos-1.pdf>. Acesso em: 09 de junho de 2025.

HU-UFGD. Hospital Universitário - Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. **Protocolo nº 06 – Prevenção da Infecção do Trato Urinário.** Dourados: HU- UFGD, 2023. Disponível em: < <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-006-prevencao-da-infeccao-do-trato-urinario.pdf>> Acesso em: 09 de junho de 2025.

HU-UFSC. Hospital Universitário – Universidade Federal de Santa Catarina. Divisão de Enfermagem – Gerencia de Atenção a Saúde. **Procedimento Operacional Padrão nº 136 - Uso de Dispositivo Urinário Externo.** Florianópolis:EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2019. Disponível em: http://www.hu.ufsc.br/documentos/pop/enfermagem/assistenciais/ELIMINACAO_INT_VES/USO_DISP_URINARIO_EXTERNO.pdf. Acesso em: 09 de junho de 2025.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------------|------------------------|
| 01 | 17/09/2020 | Elaboração do POP |
| 02 | 18/09/2023 | Revisão |
| 03 | 09/06/2025 | Revisão do documento. |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Elaboração Jaqueline Aparecida dos Santos Sokem Priscyla Tainan Camargo Juliana Custodio Lopes | Data: 17/09/2020 |
| Revisão Ely Bueno da Silva Bispo Shislene Espíndola Lopes | Data: 18/09/2023 Data: 09/06/2025 |
| Validação Fuad Fayez Mahmoud - STGQ | Data: 30/06/2025 |
| Aprovação Rodrigo Alexandre Teixeira – Chefe da DENF Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde | Data: 13/06/2025 Data: 30/06/2025 |

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.008391/2025-13