



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.003 – Página 1/4	
Título do Documento	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NAS UNIDADES HOSPITALARES DO HU-UFGD	Emissão: 11/08/2025	Próxima revisão: 11/08/2027
		Versão: 03	

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores da limpeza e desinfecção de superfícies e os coletadores sobre a rotina na coleta de resíduos infectantes nas unidades hospitalares do HU-UFGD.

2. MATERIAIS

- Avental, máscara, luvas, óculos, bota
- Saco de lixo
- Carros funcionais

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1 Funcionário da Limpeza e Higienização

- Antes de iniciar a coleta, realizar a higienização das mãos e colocar os EPIs necessários (avental, máscara, luvas);
- Recolher os sacos com resíduos infectantes nas unidades geradoras durante a limpeza concorrente ou terminal e quando necessário, evitando ultrapassar 80% de sua capacidade e, ao fazer o fechamento, evitar o acúmulo de ar nos sacos;
- Realizar a limpeza das lixeiras com água e sabão ou detergente neutro sempre que houver o recolhimento dos resíduos;
- Acondicionar os sacos com resíduos infectantes no carro funcional, não sendo permitido que os sacos se encostem ao corpo do profissional ou que sejam arrastados pelo piso;
- Transportar os sacos com resíduos infectantes no carro funcional de limpeza, mantendo a tampa sempre fechada e encaminhar para a sala de Abrigo Temporário de Resíduos;
- Realizar a pesagem do resíduo infectante e anotar no caderno próprio (para ser lançado no centro de custo);
- Acondicionar os sacos com resíduos infectantes no carrinho para resíduo infectante (grupo A);
- Proceder com a higienização das luvas e das mãos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.003 – Página 2/4	
Título do Documento	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NAS UNIDADES HOSPITALARES DO HU-UFGD	Emissão: 11/08/2025	Próxima revisão: 11/08/2027
		Versão: 03	

Observações:

- Utilizar sacos de lixo branco leitoso com a simbologia infectante em todas as lixeiras de cor branca com a simbologia infectante nas unidades hospitalares.
- Comunicar o encarregado em caso de lixeiras com defeitos, necessidade de troca do adesivo com a simbologia infectante e necessidade de colocação de novas lixeiras ou substituições.
- Em locais de grande geração de resíduos infectantes, adotar rotina de maior conferência a fim de evitar o transbordamento.
- Não transferir o conteúdo de um saco com resíduos para outro saco para fins de preenchimento.
- Os carros funcionais devem estar localizados próximos à entrada do quarto/leito/sala.
- Não é permitido circular com sacos de resíduos infectantes sem estarem acondicionados no carro funcional.
- Não recolher perfurocortantes descartados em locais inadequados. Comunicar o responsável para que ele proceda ao recolhimento antes da limpeza do local.

3.2 Funcionário da coleta dos resíduos

- Antes de iniciar a coleta, realizar a higienização das mãos e colocar os EPIs necessários (avental, máscara, óculos, luvas e bota);
- A coleta dos resíduos infectantes deve ocorrer em momentos diferentes da coleta de outros tipos de resíduos;
- Recolher o carrinho com resíduos infectantes na sala de Abrigo Temporário de Resíduos, mantendo a tampa sempre fechada;
- Ao recolher o carrinho com resíduos infectantes, substituí-lo por outro carrinho vazio e higienizado;
- Manter a porta dos abrigos temporários de resíduos fechada após o uso;
- Transportar o carrinho com resíduos infectantes para o Abrigo Temporário de Resíduos Externo;
- Pesar e registrar os resíduos infectantes por unidade de origem;
- Acondicionar os sacos com resíduos infectantes nas bombonas, distribuindo-os de forma uniforme até o preenchimento completo, fechar e identificar as bombonas com a unidade de origem;
- Realizar a limpeza do carrinho com água e sabão ou detergente neutro;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.003 – Página 3/4	
Título do Documento	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NAS UNIDADES HOSPITALARES DO HU-UFGD	Emissão: 11/08/2025	Próxima revisão: 11/08/2027
		Versão: 03	

- Proceder com a higienização das luvas e das mãos.

Observações:

- Não pressionar os sacos ao colocá-los nas bombonas, evitando risco de vazamento e contaminação;
- Manter a sala do Abrigo Temporário de Resíduos Externo limpa e organizada, com limpeza concorrente 3 vezes ao dia e terminal a cada 15 dias;
- Realizar o descongelamento e limpeza do freezer a cada 15 dias ou conforme necessidade.

Quadro 1 - Horários previstos da coleta nas salas de abrigo temporário de resíduos.

TURNO	HORÁRIO	SETORES
NOITE	05:00 às 06:00	Bloco I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
MANHÃ	09:30 às 11:00	Bloco I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
TARDE	15:30 às 17:00	Bloco I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
NOITE	19:00 às 20:00	Bloco I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
NOITE	23:00 às 00:00	Bloco I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Fonte: próprio autor.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	02/06/2021	Elaboração do Mapeamento de Processos – Coleta de Resíduos Infectantes nas Unidades Hospitalares
02	28/09/2023	Alteração da Tabela 01 – Horário da Coleta nas Salas de Abrigo Temporário de Resíduos.
03	06/08/2025	Revisão do documento; Mudança de mapeamento de processo para POP.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.003 – Página 4/4	
Título do Documento	COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES NAS UNIDADES HOSPITALARES DO HU-UFGD	Emissão: 11/08/2025	Próxima revisão: 11/08/2027
		Versão: 03	

Elaboração: Kelle Cristhiane Soria Vieira Benedetti Josicлари Mota Carbonari	Data: 02/06/2021
Revisão: 2ª Versão: Juliana Custodio Lopes e Leticia Aparecida Pinheiro 3ª Versão: Jeniffer Caroline Rocha de Souza	Data: 28/09/2023 Data: 06/08/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 11/08/2025
Aprovação Marcelo Santana Rodrigues – Chefe do STHH Danielly Vieira Capoano - Gerência Administrativa	Data: 11/08/2025 Data: 11/08/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.014083/2023-65