

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UNUT.037 – Página 1/4	
Título do Documento	RECEPÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU	Emissão: 07/01/2025	Próxima revisão: 07/01/2027
		Versão: 04	

1. OBJETIVO(S)

Estabelecer critérios para a recepção do LHOC, visando garantir a qualidade do leite coletado.

2. SIGLAS E CONCEITOS

- LHOC: Leite Humano Ordenhado Cru,
- BLH: Banco de Leite Humano.

3. DEFINIÇÕES

A recepção consiste no recebimento de LHOC congelado proveniente da coleta externa, em temperatura e embalagem adequada.

4. RESPONSABILIDADES

Colaboradores com Curso de Aperfeiçoamento em Processamento e Controle de Qualidade do Leite Humano, oferecido pela Fiocruz.

5. MATERIAL

Pia com água corrente, álcool a 70%, caixa isotérmica, termômetro, compressa ou gaze e formulário para recepção do leite humano ordenhado, controle de temperatura da caixa isotérmica e estocagem do leite humano ordenhado cru.

6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- a. Estar devidamente paramentado, conforme o POP. UNUT.051 - Higiene e paramentação de colaboradores.
- b. Verificar a temperatura da caixa isotérmica de transporte do LHOC antes de abri-la e registrar no formulário (ANEXO 1) para recepção do leite humano ordenhado, controle de temperatura da caixa isotérmica e estocagem do leite humano ordenhado cru . A temperatura deve estar obrigatoriamente com a máxima de -1 °C.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UNUT.037 – Página 2/4	
Título do Documento	RECEPÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU	Emissão: 07/01/2025 Versão: 04	Próxima revisão: 07/01/2027

- c. Abrir a caixa e retirar o frasco seguindo a ordem do formulário. Observar a embalagem (frasco de vidro com tampa plástica), as condições de higiene, a integridade, a vedação, a identificação (nome completo, data e hora de início da coleta), a cor do LHOC e a ausência de sujidade.
- d. O leite deve estar congelado.
- e. Desprezar o LHOC não-conforme, de acordo com o Art. 53 da RDC nº 222/2018 “Os RSS do Subgrupo A4 não necessitam de tratamento prévio”.
- f. Higienizar os frascos com compressa ou gaze umedecida com álcool a 70% e friccionar por 15 segundos em toda a embalagem. Os frascos que estiverem envoltos em camada de gelo devem ser colocados rapidamente em água corrente antes da sanitização com álcool 70%.
- g. Registrar a entrada dos LHOC no formulário para recepção do leite humano ordenhado, controle de temperatura da caixa isotérmica e estocagem do leite humano ordenhado cru, identificando cada frasco com um número sequencial, volume estimado, data e hora da coleta, freezer/gaveta que será armazenado e o número da caixa isotérmica utilizada no transporte.
- h. Estocar os frascos no *freezer* de LHOC conforme POP.UNUT.035. Estocagem do Leite Humano Ordenhado Cru.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 918 de 19 de setembro de 2024**. Dispõe sobre o funcionamento de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União nº 187, 26 set. 2024. Disponível em:

https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6875868/RDC_916_2024_.pdf/b569fe81-26b3-483c-9532-36776273d60f Acessado em: 24 de novembro de 2024.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 222 de 28 de março de 2018**. Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União nº 61, 29 mar. 2018. Disponível em:

https://www.in.gov.br/web/guest/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/8436198/do1-2018-03-29-resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-8436194 Acessado em: 24 de novembro de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. **Norma Técnica nº 19.21/2021**: Transporte do Leite Humano Ordenhado. Disponível em:

https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/126/nt_19_21_transporte_do_leite_humano_ordenhado.pdf Acessado em: 24 novembro de 2024.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UNUT.037 – Página 3/4	
Título do Documento	RECEPÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU	Emissão: 07/01/2025	Próxima revisão: 07/01/2027
		Versão: 04	

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. **Norma Técnica nº 21.21/2021**: Recepção do Leite Humano Ordenhado Cru. Disponível em:

https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/126/nt_21_21_recepcao_do_leite_humano_ordenhado_cru.pdf.pdf Acessado em: 26 novembro de 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. **Norma Técnica nº 50.21/2021**: Ambiência – Manuseio de Resíduos e Material de Descarte em Bancos de Leite Humano e Postos de Coleta de Leite Humano. Disponível em:

https://rblh.fiocruz.br/sites/rblh.fiocruz.br/files/usuario/126/nt_50_21_ambiencia_manuseio_de_residuos_e_material_de_descarte_em_blh_e_postos_de_coleta.pdf Acessado em: 26 novembro de 2024.

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	31/07/2017	Elaboração.
02	09/07/2018	Revisão.
03	17/10/2023	Revisão do POP e atualização do modelo de documento.
04	28/11/2024	Revisão e atualização.

Elaboração Cristiane Nava Duarte, Michele Cristina de Carvalho, Naiana Alves Cardoso, Rita de Cássia Dorácio Mendes.	Data: 31/07/2017
Revisão 2ª versão: Cristiane Nava Duarte, Rita de Cássia Dorácio Mendes. 3ª versão: Cristhiane Rossi Gemelli, Cristiane Nava Duarte. 4ª versão: Cristhiane Rossi Gemelli, Cristiane Nava Duarte, Elisangela de Freitas Marques, Neiva Ney Gomes Barreto.	Data: 09/07/2018 Data: 17/10/2023 Data: 28/11/2024
Análise Daniel Salas Steinbaum – Chefe da DCDT Jean Wilson Mota – Chefe do STDT	Data: 26/12/2024 Data: 30/12/2024
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 31/12/2024
Aprovação Érika Leite Ferraz Libório – Chefia da UNUT e RT da Nutrição Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 26/12/2024 Data: 07/01/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.019723/2024-12



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UNUT.037 – Página 4/4	
Título do Documento	RECEPÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU	Emissão: 07/01/2025	Próxima revisão: 07/01/2027
		Versão: 04	

ANEXO 1 – Formulário para recepção do leite humano ordenhado, controle de temperatura da caixa isotérmica no transporte e estocagem do leite humano ordenhado cru.

FORMULÁRIO PARA RECEPÇÃO DO LEITE HUMANO ORDENHADO, CONTROLE DE TEMPERATURA DA CAIXA ISOTÉRMICA NO TRANSPORTE E ESTOCAGEM DO LEITE HUMANO ORDENHADO CRU					
Data da coleta:		km inicial:		Hora da saída:	
Placa do veículo:		km final:		Hora da chegada:	
Motorista:					
Profissional BLH:					
Volume total coletado (ml):		Total de visitas:			
Caixas Térmicas					
Nº da caixa isotérmicas	T°C na saída	T°C na 1ª visita	T°C na última visita	T°C na chegada	Responsável
Matrícula doado	#CALC!	Idade:	0	Telefone:	0
Nome da doadora:	0			Qtd de frasco coletado:	
Endereço:	0			Qtd de frasco entregue:	
Identificação do frasco	Volume estimado	Data da coleta	Hora da coleta	Freezer/ gaveta	Nº da caixa isotérmica