

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP.ENF.048 – Página 1/2
Título do Documento	COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19		Emissão: 11/04/2020  Próxima revisão: 11/04/2022
Executante:	Enfermeiro		
Frequência:	Sempre que suspeita de COVID-19.		Versão: 2

### OBJETIVO(S)

1. Coletar a amostra de swab de naso e orofaringe e envio ao laboratório.

### MATERIAL

Paramentação do coletador:

1. Máscara N95 ou FFP2
2. Avental descartável Impermeável
3. Luvas,
4. Óculos de proteção/Viseira
5. Touca

Material de coleta:

1 unidades de Swab de Rayon

1 Tubo de ensaio com meio de transporte MEM

### DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Deverão ser colhidos 1 swab de rayon nas duas narinas.
2. Introduzir o swab de rayon na primeira cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção a orelha do paciente).
3. Introduzir o swab de rayon na segunda cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicados, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção a orelha do paciente).
4. Remover o swab da segunda cavidade nasal do paciente e introduzi-lo imediatamente no meio de transporte (MEM).

Obs: Em virtude do desabastecimento no mercado de swabs Rayon, a coleta deverá ser realizada utilizando apenas 1 SWAB para as duas narinas (colher em sequência das duas narinas).

5. Enviar para laboratório o material coletado identificado junto com a ficha de notificação SiVepGripe ou e-SUS VE e solicitação médica.

**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	POP.ENF.048 – Página 2/2	
Título do Documento	<b>COLETA DE SWAB PARA SUSPEITA DE COVID-19</b>	Emissão: 11/04/2020	Próxima revisão: 11/04/2022
Executante:	Enfermeiro		
Frequência:	Sempre que suspeita de COVID-19.	Versão: 2	

**CUIDADOS ESPECIAIS:****Para coleta de pacientes internados no HUWC:**

A coleta de Swab para paciente suspeito de COVID 19 H1n1 só deverão ser realizadas quando o paciente estiver em quarto privativo para isolamento respiratório/contato.

**Para coleta de pacientes em atendimento ambulatorial no HUWC:**

Nas salas de coleta, após procedimento, bloquear a sala para limpeza das superfícies pela equipe de higienização, conforme POP específico.

**REFERÊNCIAS**

CEARÁ, **Plano estadual de contingência para resposta às emergências em saúde pública Coronavírus, 2020.**

BRASIL, NOTA TÉCNICA Nº 34/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

**HISTÓRICO DE REVISÃO**

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
<b>2</b>	<b>11/06/2020</b>	BRASIL, NOTA TÉCNICA Nº 34/2020-CGLAB/DAEVS/SVS/MS.

Elaboração: Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Enfermeira. Geovania Maciel de Souza, Enfermeira. Lícia Borges Pontes, médica Infectologista.	11/04/2020
Análise: Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertoncini, Enfermeira.	11/04/2020
Aprovação: Mona Lisa Menezes Bruno, Chefe do Setor de Gestão da qualidade e Vigilância em Saúde.	11/04/2020
Validação: Serviço de Comissão de Infecção Hospitalar	11/04/2020