



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HD.029 – Página 1/3	
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA ENFERMARIA DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC	Emissão: 24/04/2020	Próxima revisão: 24/04/2022
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise	Versão: 1	
Frequência:	Sempre que necessário		

OBJETIVO(S)

1. Estabelecer as regras para atendimento de hemodiálise aos pacientes internados na enfermaria do setor COVID-19.

MATERIAL

1. Gorro
2. Máscara Cirúrgica e N95
3. Avental gramatura 30g/m²
4. Luvas cano longo
5. Protetor facial/óculos de proteção.
6. material necessário para realizar hemodiálise conforme prescrição médica.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Higienizar as mãos e se paramentar (gorro, máscara cirúrgica, avental descartável, luvas de procedimento e óculos de proteção ou protetor facial) e separar os materiais necessários para a montagem da máquina;
2. Preparar a máquina na sala da Genius conforme prescrição médica e rotina do setor e revestir a parte superior da máquina da Genius com um saco plástico transparente;
3. Ao chegar no setor COVID, paramentar-se na área limpa, com o kit que será disponibilizado no próprio setor conforme fluxo da instituição:

PARAMENTAÇÃO:

- Higienização das mãos;
 - Colocar avental gramatura 30;
 - Colocar máscara N-95 ou PFF2;
 - Colocar o gorro;
 - Colocar o protetor facial ou óculos de proteção;
 - Higienizar novamente as mãos e calçar a luva e dirigir-se para a enfermaria do paciente.
4. Verificar sinais vitais e iniciar a hemodiálise conforme prescrição médica;
 5. Observar intercorrências durante a hemodiálise;
 6. Ao finalizar a hemodiálise, desconectar o paciente conforme rotina do setor, desprezar o capilar e as linhas em saco branco e jogar no lixo infectante;
 7. AINDA NA ENFERMARIA em que o paciente se encontra, retirar o saco plástico da máquina e iniciar o processo de desparamentação retirando os seguintes EPI'S na ordem:

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE			
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO		POP.HD.029 – Página 2/3
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA ENFERMARIA DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC		Emissão: 24/04/2020 Próxima revisão: 24/04/2022
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise		
Frequência:	Sempre que necessário		Versão: 1

DESPARAMENTAÇÃO:

- Retirar o avental;
- Retirar as luvas;
- Higienizar as mãos;
- Retirar o protetor facial e desprezar no recipiente específico;
- Higienizar as mãos.

8. Com o gorro e a máscara, levar a máquina, e seguir para a área reservada de desparamentação;

9. Na área de desparamentação, calçar luvas de procedimento, fazer a higienização da máquina com álcool 70% na parte superior (suporte de soro, parte do display e todas as conexões e a extensão da tomada). Na parte inferior e nas rodas, utilizar Quaternário + Amônia;

10. Após finalizar a higienização da máquina, retirar luvas higienizar mãos, retirar o gorro, higienizar as mãos, retirar a máscara N-95 ou PFF-2 e higienizar novamente as mãos;

11. Transportar a máquina já higienizada até a sala de preparo;

12. Na sala de preparo, higienizar as mãos, utilizar os EPI'S (máscara cirúrgica, avental descartável, gorro, luva de procedimento e óculos de proteção ou protetor facial), realizar uma nova higienização da máquina com álcool 70% e colocar a máquina na desinfecção conforme rotina do setor.

CUIDADOS ESPECIAIS

1. Não levar para o setor COVID, nada que não possa retornar ao setor de origem, como: bolsa azul, borrifador, prancheta, material de escritório, estetoscópio e esfigmomanômetro, depósito de plástico, capilar extra;
2. Não levar material em excesso e o que sobrar, deve ficar no setor, no leito do paciente;
3. O balde da UF, deverá ser substituído pelo galão e ficará no expurgo do setor COVID;
4. Todas as anotações deverão ser feitas no sistema AGHU contendo as principais informações como: tempo de diálise; perdas; principais intercorrências; utilização de heparina e fechamento do cateter.
5. Ao retornar a máquina para a sala da Genius borrifar novamente quaternário+amônia nas rodas da máquina antes de adentrar a sala;



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.HD.029 – Página 3/3	
Título do Documento	ATENDIMENTO DIALÍTICO PACIENTES INTERNADOS NA ENFERMARIA DO SETOR COVID Complexo HUWC/MEAC – UFC	Emissão: 24/04/2020	Próxima revisão: 24/04/2022
Executante:	Técnico em Enfermagem do Setor da Hemodiálise	Versão: 1	
Frequência:	Sempre que necessário		

Elaboração: Juliana Valéria A. Pinheiro, Chefe de enfermagem do Setor de Hemodiálise.	24/04/2020
Análise: Paula Manuela Rodrigues Pinheiro Bertocini, Coordenadora do Setor de Avaliação da Qualidade	24/04/2020
Aprovação: Anaíza Diógenes Soares, Chefe do Serviço e enfermagem do Ambulatório.	24/04/2020
Validação: Setor de Controle de Infecção Hospitalar	24/04/2020