

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.035 – Página 1/3	
Título do Documento	RECEBIMENTO DE FRASCOS DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO NO LACTÁRIO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

1. OBJETIVO(S)

- Manter o controle de qualidade do Leite Materno Pasteurizado (LMP) no momento do recebimento.

2. QUEM

- Lactarista

3. MATERIAL

- Caneta
- Tabela de controle de temperatura da caixa térmica (disponibilizado pelo motorista)
- Luvas de procedimento
- Protocolo de recebimento de frascos de LMP
- Tabela de registro dos frascos de LMP cadastrados

4. FREQUÊNCIA

- Conforme o recebimento de LMP no Lactário.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Receber as caixas térmicas com os frascos de LMP pela Área de Higienização do lactário na presença e identificação do motorista responsável pelo transporte;
- Observar a temperatura das caixas térmicas no momento do recebimento;
- Registrar a hora e o valor da temperatura na **tabela de controle de temperaturas das caixas térmicas, apresentada pelo motorista e, na ocorrência do lactário;**
- Assinar o protocolo de recebimento dos frascos de LMP;
- Checar cada frasco de LMP quanto a sinais possíveis de descarte do frasco, como vidro trincado e/ou degelo de leite, registrando na ocorrência o código e volume e, armazenando no freezer separadamente.
- Caso seja identificado algum vidro suspeito de descarte comunicar imediatamente ao nutricionista do plantão;
- Preencher a tabela de registro dos frascos de LMP recebidos;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.035 – Página 2/3	
Título do Documento	RECEBIMENTO DE FRASCOS DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO NO LACTÁRIO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

- Entregar as caixas térmicas juntamente com os gelos recicláveis ao motorista ou solicitar apoio do carregador e/ou maqueiro do plantão para encaminhá-las ao PCLHO;
- Passar álcool a 70 °GL em cada frasco;
- Transferir os frascos de LMP para a Área de Preparo do Lactário pelo GUICHÊ, mantendo SEMPRE a porta da Área de Higienização FECHADA;
- Armazenar imediatamente todos os frascos de LMP para o freezer, organizando-os nas gavetas conforme os volumes indicados.
- Registrar na ocorrência todos os códigos e volumes dos frascos recebidos;

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	27/05/21	Implantação do POP de Recebimento de frasco de LMP no Lactário
02	27/03/24	Alteração no descritivo dos procedimentos da Implantação do POP de Recebimento de frasco de LMP no Lactário

7. REFERÊNCIAS

- Brasil. Banco de Leite Humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2008.



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.STHH.035 – Página 3/3	
Título do Documento	RECEBIMENTO DE FRASCOS DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO NO LACTÁRIO	Emissão: 27/03/2024 Versão: 02	Próxima revisão: 27/03/2026

Elaboração Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário Soraya Helena Penha do Nascimento Função: Nutricionista	Assinatura eletrônica via SEI
Revisão Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário	Assinatura eletrônica via SEI
Validação Vanessa Freires Maia Setor de Gestão da Qualidade	Assinatura eletrônica via SEI
Aprovação Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar	Assinatura eletrônica via SEI

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Praça Tequinha Farias, nº 13 - Bairro Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
- <http://huab-ufrn.ebserh.gov.br>

Certidão

Processo nº 23527.006822/2024-46

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Certidão de assinaturas eletrônicas correspondente ao documento POP.STHH.035

POP RECEBIMENTO DE FRASCOS DE LEITE MATERNO PASTEURIZADO NO LACTÁRIO

<p>Elaboração</p> <p>Nome: Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p> <p>Nome: Soraya Helena Penha do Nascimento Função: Nutricionista SIAPE: 1283282</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Revisão</p> <p>Nome: Kalogênia Niedja Lopes Almeida Função: Nutricionista Responsável Técnica pelo Lactário SIAPE: 3091011</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Validação</p> <p>Vanessa Freires Maia Setor de Gestão da Qualidade</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>
<p>Aprovação</p> <p>Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra Chefe do Setor de Hotelaria Hospitalar</p>	<p>ELETRÔNICA VIA SEI</p>



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Umbelino Trigueiro Bezerra, Chefe de Setor**, em 24/09/2024, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Freires Maia, Enfermeiro(a)**, em 26/09/2024, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42603838** e o código CRC **662D53A5**.