

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDI.012 - Página 1/2	
Título do Documento	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETRÓGRADA	Emissão: 13/10/2022 Versão: 01	Próxima revisão: 13/10/2024

1. OBJETIVO

Sistematizar o atendimento da equipe de enfermagem para realização do exame de uretrocistografia miccional retrógrada na Unidade de Diagnóstico por Imagem – UDI do Hospital Universitário Lauro Wanderley/ UFPB/ Filial Ebserh.

2. MATERIAL

- Computador com sistema AGHUX;
- Requisição médica;
- Água;
- Sabonete líquido;
- Gaze estéril;
- Lidocaína gel;
- Esparadrapo;
- Luva de procedimento;
- Luva estéril;
- Seringa descartável de 20ml;
- Agulha 40x12;
- Contraste iodado;
- Soro fisiológico 0,9%;
- Sonda uretral;
- Pinça para uretrocistografia retrógrada;
- Clorexidina degermante.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- Reunir todo o material necessário, verificando a data de validade dos materiais e

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDI.012 - Página 1/2	
Título do Documento	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETRÓGRADA	Emissão: 13/10/2022 Versão: 01	Próxima revisão: 13/10/2024

medicamentos;

- Receber o paciente, identificando-se e certificando o nome, data de nascimento, número do cartão do HU e exame que irá realizar;
- Repassar as devidas informações sobre o exame que será realizado;
- Assegurar privacidade para o mesmo;
- Encaminhar o paciente ao banheiro e orientá-lo para esvaziar a sua bexiga;
- Higienizar as mãos;
- Calçar as luvas de procedimento;
- Colocar o paciente em decúbito dorsal na mesa de exame, protegendo as suas pernas com um lençol;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Aguardar orientação do médico para dar início ao exame;
- Calçar a luva estéril;
- Abrir todo material a ser usado no exame, com a ajuda do técnico de enfermagem;
- Fazer assepsia do meato urinário, em seguida colocar lidocaína em gel e introduzir a pinça para uretrocistograia ou sonda vesical;
- Proteger a pinça com uma gaze;
- Conectar a seringa de 20 ml com contraste na pinça;
- Administrar o contraste conforme prescrição médica;
- Retirar a luva estéril;
- Aguardar a realização das radiografias, após o radiologista analisar as imagens e informar que o exame foi concluído;
- Calçar luvas de procedimento e retirar a pinça de knutsen ou sonda vesical;
- Desprezar o material em lixo infectante;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Higienizar as mãos;
- Auxiliar o paciente a levantar-se da mesa e trocar de roupa;
- Registrar no prontuário do paciente a data e horário que o exame foi realizado;
- Ligar para o ramal 661 para o solicitar o maqueiro, ligar respectivamente para a clínica na qual o paciente encontra-se internado e solicitar uma técnica de enfermagem para realizar



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UDI.012 - Página 1/2	
Título do Documento	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETRÓGRADA	Emissão: 13/10/2022 Versão: 01	Próxima revisão: 13/10/2024

o transporte.

4. REFERÊNCIAS

Bezerra AG. Portal Radiologia. [Internet] Rio de Janeiro: Andréa G. Bezerra. Abr 2011. **Protocolo de exames em TC.** Disponível em: <http://radiologia-paraestudantes.blogspot.com.br/2011/04/251.html>. Acesso em: 13 de outubro de 2022.

BONTRAGER K, L; LAMPIGNANO, J. P. **Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada.** 10ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Wang CL, Cohan RH, Ellis JH, Adusumilli S, Dunnick NR. **Frequency, management and outcomes of extravasation of nonionic iodinated contrast medium in 69,657 intravenous injections.** Radiology. 2007 Apr;243(1):80-7. In: PubMed; PMID: 17392249.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.UDI.012 - Página 4/4	
Título do Documento	ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL RETRÓGRADA	Emissão: 13/10/2022	Próxima revisão: 13/10/2024
		Versão: 1	

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	13/10/2022	Elaboração de documento POP Assistência de Enfermagem na realização do exame de uretrocistografia miccional retrógrada

<p>Elaboração</p> <p>Camila Navarro Rocha Saraiva Galba Leite Oliveira de Aquino Hélvia Nascimento da Silveira João Carlos Caziuk Sandra Costa da Rocha</p>	Data: 13/10/2022
<p>Revisão</p> <p>Morise de Gusmão Malheiros</p>	Data: 13/10/2022
<p>Validação</p> <p>Viviane Cristina Vieira da Silva Unidade de Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente</p> <p>Documento assinado digitalmente VIVIANE CRISTINA VIEIRA DA SILVA Data: 29/12/2022 07:33:39-0300 Verifique em https://verificador.iti.br</p>	Data: 27/12/2022
<p>Aprovação</p>	Data: ___/___/___

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte