

FLUXOGRAMA DE COLETA E ENVIO DA AMOSTRA DE CASOS SUSPEITOS DO COVID-19

ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE SE ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE CASOS:



Coletar 2 amostras:

1. Swab combinado (nasal/oral)
2. Coletar aspirado de nasofaringe (ANF)
3. Amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar)



Manter as amostras refrigeradas (4°C a 8°C) até chegar ao Lacaen/AL



Cadastrar exame no GAL e preenche ficha



Envia amostra ao Lacaen/AL (imediatamente ou em até 24h) acompanhadas da ficha do GAL e de notificação (Lacaen/AL segue fluxo definido para análise)

SIGLAS:

LACEN: LABORATÓRIO CENTRAL DE ALAGOAS
GAL: GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATÓRIAL