

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	PE.POP.GEP.0002/22 - Página 1 de 2	
Título do Documento	USO DAS SALAS DA REDE UNIVERSITÁRIA DE TELEMEDICINA (RUTE) E DO AUDITÓRIO PRINCIPAL	Emissão: 03/05/2022 Versão: 002	Próxima revisão: 03/05/2024

## 1. OBJETIVO:

Orientar os usuários sobre como utilizar os equipamentos das salas RUTE e do auditório principal.

## 2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

### 2.1 Normas gerais – salas RUTE:

As salas RUTE, denominadas A e B, são dois espaços equipados com: mesa grande de reuniões, cadeiras, um computador com teclado, mouse e webcam, uma TV com controle remoto, um ar condicionado com controle remoto, porta de acesso com trava magnética e senha. A capacidade de cada uma das salas é de até 15 pessoas.

No dia e horário marcado para a utilização, conforme previamente agendado com a equipe da Unidade de e-Saúde, a Sala RUTE reservada estará aberta e disponível para utilização de 05 a 10 minutos antes do horário solicitado. Caso seja necessário acessar o local antes ou preparar/organizar o evento previamente, é possível solicitar acesso à sala com antecedência, verificando disponibilidade com a equipe da unidade de e-Saúde.

Para utilização do computador fixo de cada uma das salas é necessário apertar o botão de liga/desliga do PC e ligar a TV no controle remoto. Para acessar a máquina, basta inserir login e senha EBSERH. Além disso, é possível a utilização de notebook próprio ou de equipamentos sob responsabilidade da Unidade de e-Saúde (desde que solicitados previamente).

Não é permitido comida/coffee-break dentro das salas.

Ao finalizar a utilização do espaço reservado, desligar: o computador, a televisão (pelo controle remoto), o ar condicionado, as luzes e fechar a porta da sala (que trava ao bater).

### 2.2 Normas gerais – auditório principal:

O auditório do Hospital Polydoro Ernani de São Thiago - HU/UFSC conta com 110 lugares, incluindo espaço para cadeirantes e obesos. Possui iluminação que evita ofuscamento, climatização ambiente, sistema de sonorização, mini computador/PC, projetor multimídia, kit de teclado e mouse sem fio.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	PE.POP.GEP.0002/22 - Página 1 de 2	
Título do Documento	USO DAS SALAS DA REDE UNIVERSITÁRIA DE TELEMEDICINA (RUTE) E DO AUDITÓRIO PRINCIPAL	Emissão: 03/05/2022	Próxima revisão: 03/05/2024
		Versão: 002	

Não é permitido comida/coffee break dentro do auditório.

Para utilização do mini computador/PC, localizado dentro do púlpito que fica em cima do palco, basta apertar a tecla arredondada de liga/desliga e entrar com seu usuário Ebserh e respectiva senha.

Para utilizar a saída de áudio do auditório, é necessário ligar a mesa de som localizada atrás da porta esquerda do palco. Há um botão de liga/desliga na parte de trás da mesa de som. Este, quando acionado, vai acender uma luz e numeração em vermelho.

Para utilização da projeção multimídia, é preciso ligar o projetor por meio do controle remoto EPSON, que fica em cima dos módulos de bancada do palco. Após ligar o projetor e a mesa de som também estando ligada, é possível controlar o volume da saída de áudio pelo controle remoto do projetor EPSON. Na parte posterior direita do controle remoto EPSON estão localizados os botões para aumentar ou diminuir o volume.

Para ligar e desligar o ar condicionado, há um interruptor na parede próxima ao palco, no lado direito. Logo acima desse interruptor, ficam os botões de regulagem da temperatura.

Ao final da utilização do espaço, o usuário deve desligar os equipamentos de som e vídeo, fechar as janelas e cortinas, desligar o ar condicionado, apagar as luzes e fechar a porta.

### 3. HISTÓRICO DE REVISÃO:

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
001	20/11/2021	Elaboração do documento.
002	28/03/2022	Ajustes do documento.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO/ROTINA</b>	PE.POP.GEP.0002/22 - Página 1 de 2	
Título do Documento	USO DAS SALAS DA REDE UNIVERSITÁRIA DE TELEMEDICINA (RUTE) E DO AUDITÓRIO PRINCIPAL	Emissão: 03/05/2022	Próxima revisão: 03/05/2024
		Versão: 002	

<b>Versão 1</b> Francini Martins Derosa, chefe da Unidade de E-saúde Vitória Harter Dantas, bolsista da Unidade de E-saúde	Data: 20/11/2022
<b>Versão 2</b> Francini Martins Derosa, chefe da Unidade de E-saúde Vitória Harter Dantas, bolsista da Unidade de E-saúde	Data: 28/03/2022
<b>Análise</b> Francini Martins Derosa, chefe da Unidade de E-saúde	Data: 29/03/2022
<b>Aprovação</b> Maria Luiza Bazzo, Gerente de Ensino e Pesquisa	Data: 03/05/2022
<b>Ciência</b> Maria Luiza Bazzo, Gerente de Ensino e Pesquisa	Data: 03/05/2022

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte*