

**Descrição técnica do produto:** MECANISMO DE CONTROLE DE DESCANSO DE PE PARA IS3000.

Item é aplicado no console do cirurgião buscando melhorar a ergonomia do posicionamento dos pedais no qual o cirurgião deve pressionar durante a cirurgia através de extensão ou retração de altura dos pedais, é composto por um sistema eletromecânico fabricado em Alumínio e Aço Inox este item possui um motor de corrente contínua de 24Vdc para as movimentações de ergonomia do cirurgião.

**Aplicação:**

Conjunto com de sistema eletromecânico de acionamento do pedal para console do cirurgião para sistema daVinci. Permite que o conjunto de pedais se estenda e retraia para um melhor posicionamento ergonômico. O acionamento do mecanismo em sanfona é fabricado em Alumínio e Aço Inox e possui um motor de corrente contínua de 24 Vdc.

