

## MEMORIAL DESCRITIVO – MODELO: CryoAdvance-50



Nanoposicionador The Rook - Circuito Fechado

CC16-suporte DC

Conjunto completo de janelas ópticas - Silica fundida com revestimento AR

Painel lateral - RF duplo + MD25 DC, sem fiação DC ou RF

Painel Lateral - MD25 DC com fiação

Kit de janela embutida de baixa distância de trabalho para módulo magneto - óptico

Conjunto de janela de baixa distância de trabalho - Silica fundida revestida com VIS-NIR para uso com CR-1273

MO, PORTA AMOSTRA DE ESPELHO RA, PARA PONTAS ELEVADAS

Porta amostra de temperatura ágil (ATSM) - estilo Exchange Boss

MÓDULO MAGNETO-OPTICO, CA50, PONTA ELEVADA, 12MM-BRASIL

Módulo de atualização crio-óptica CryoAdvance 50-0,75NA

Compressor de hélio refrigerado a ar - mangueiras de 33 pés (10 m)

Controle do Sistema Criostato - Padrão, 115 V

Montagem de amostra de placa plana

MO-14 DC MOUNT, 39 MM DE ALTURA

CC16-Montagem DC

Envio de LAX para GRU