

## CROM Básico

### - Instrumento de amplitude de movimento cervical

O CROM é o único instrumento para o qual foram estabelecidos valores normais para amplitude de movimento cervical.

Como profissional de saúde, você entende a importância de ser capaz de avaliar corretamente os problemas cervicais do seu paciente. Ao usar um goniômetro ou inclinômetros autônomos, é quase impossível reposicionar o inclinômetro no mesmo lugar em que você fez a medição original. Toda vez que seu paciente se move, você tem que medir novamente.

É por isso que a Performance Attainment Associates desenvolveu o CROM, que combina inclinômetros e ímãs em um instrumento fácil de usar. Leva apenas alguns minutos para fazer medições objetivas e repetíveis.

#### Use o CROM para medir:


- Flexão e extensão suboccipitais
- Flexão e extensão cervical
- Flexão lateral
- Rotação cervical

#### Vantagens de usar o CROM:

- Posiciona-se de forma fácil e segura como um par de óculos de sol
- As mãos do examinador permanecem livres para guiar os movimentos do paciente
- Os inclinômetros são predefinidos para enquadrar, eliminando o tempo de zeragem e os erros
- Os inclinômetros com amortecimento de fluido permitem leituras rápidas e precisas sem esperar que as oscilações amorteçam
- Posiciona-se no nariz e nas orelhas, eliminando o erro substancial (10% ou mais) comum na colocação de inclinômetros autônomos
- Preso à cabeça por tiras de velcro, elimina erros de rastreamento, pois não escorrega durante o movimento
- A referência magnética elimina os movimentos dos ombros e do tronco durante a rotação

#### O CROM Basic inclui:

- Mainframe CROM, correias e suporte nasal
- Braço de rotação
- Referência magnética
- Protocolo escrito padronizado
- DVD instrucional (formato VHS mediante solicitação)
- Estojo de transporte de vinil atraente
- Garantia total de um ano



**MODELO: CROM BÁSICO**

**MARCA: PERFORMANCE ATTAINMENT ASSOCIATES**