

DIS130

Urodinâmica

Cartuchos

Cartuchos descartáveis que transmitem as pressões com precisão para transdutores reutilizáveis. Usar com o transdutor de pressão reutilizável Medex 960.

Cartucho do transdutor com tampa luer lock

Nº. do produto:	DIS130
Conectores	Conectores luer macho e macho
Qtde / Cx	25



Cartucho do transdutor de pressão, com plugue Luer Lock, para analisador de urodinâmica, modelos Aquarius, destinado à medição e monitoramento de pressões durante exames urodinâmicos, para avaliação funcional do trato urinário inferior. Código do fornecedor DIS130.

Uso e finalidade: Uso hospitalar.