

# CARROSSEL LICONIC LPT280

**Fabricante:**

**Liconic**

Industriestrasse 8-12

9493 Mauren, Liechtenstein

## Descrição do equipamento



O Carrossel LPT280, fornecido pela Rchisto, é um equipamento de armazenamento de acesso rápido que oferece aos usuários maior tempo de processamento e é ideal para aplicações de alto processamento em genômica, descoberta de medicamentos e proteômica. O Carousel é compatível com todos os instrumentos de manuseio de líquidos TECAN Freedom EVO.

## Finalidade

O Carousel permite o acesso aleatório a 220 placas, com um tempo médio de acesso de apenas 12 segundos por placa. Ele fornece uma estação de trabalho Freedom EVO com uma capacidade de armazenamento média e um tempo de execução confortável. O carrossel consiste em dez empilhadores, cada um dos quais pode ser transferido de um para outro e pode ser configurado para diferentes tipos de placas. Ele pode manusear empilhadores com vários espaçamentos de prateleiras para permitir o armazenamento de diferentes tipos de material de laboratório em cada pilha. Uma opção de código de barras para o carrossel identifica e rastreia as amostras durante todo o fluxo de trabalho.

## Composição

Acrílico, metais de liga em geral.

## Forma de Uso

O operador deve ligar o equipamento e alimentá-lo com placas do formato desejado e, em seguida, executar o protocolo.

## Referencia Bibliográfica:

[https://legacysite.liconic.com/old/support/manuals/manual\\_lpt.pdf](https://legacysite.liconic.com/old/support/manuals/manual_lpt.pdf)