

Descritivo:

Bobina de Corpo Inteiro

Part Number	PM41-19221*A 1
Descrição	BOBINA SENSORA E/OU TRANSMISSORA DE IMPULSOS DE SINAIS ELÉTRICOS DE RADIOFREQUÊNCIA (BOBINA DE CORPO INTEIRO PM41-19221*A 1) PRÓPRIA PARA APARELHOS DE ELETRODIAGNÓSTICO POR VISUALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. A BOBINA SERÁ UTILIZADA NO EQUIPAMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA.
Fabricante	Canon Medical System Corporation
Aplicação	A BOBINA DE CORPO INTEIRO QDWB, QUADRATURE WHOLE BODY (PM41-19221*A 1) E UMA BOBINA DE RF DE ALTA POTENCIA PARA TRANSMISSAO E RECEPCAO, INTEGRADA AO INTERIOR DO TUNEL DO MAGNETO. O CONJUNTO QDWB ESTA POSICIONADO LOGO DENTRO DA BOBINA DE GRADIENTE, NO INTERIOR DO TUNEL. DURANTE TODOS OS EXAMES REALIZADOS EM MODO DE ALTA POTENCIA, A BOBINA QDWB ATUA COMO BOBINA DE TRANSMISSAO.

Bobina de Corpo inteiro QDWB



Modelo de Aplicação:



Vantage Orian 1.5T

Localização da bobina dentro do túnel

